

ENTWICKLUNGSFÖRDERNDE PFLEGE



»Unser Herz schlägt für die Kleinsten«

Revision 15 – 04/2024

Unsere interne Qualitätspolitik verpflichtet uns zu kontinuierlicher Weiterentwicklung und Produktverbesserung. Wir behalten uns daher vor, Produkte bzw. deren Leistungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

© MED CARE VISIONS®

ENTWICKLUNGSFÖRDERNDE PFLEGE

Die entwicklungsfördernde Pflege unserer kleinen Patienten liegt uns besonders am Herzen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und haben daher sehr spezifische Bedürfnisse, die oft mit den Notwendigkeiten des klinischen Alltags kollidieren. Sowohl früh- als auch am Termin geborene Kinder benötigen eine an ihren Reifezustand angepasste Umgebung. Der effektive und ungestörte Verlauf der Wachstumsphase steht in diesem Stadium an oberster Stelle. Je nach Reife- und Gesundheitszustand sind pflegerisch spezielle Lagerungsbedingungen zu erfüllen. Unreife Kinder sind empfindlich gegen Lärm und Licht. Schmerzen und ständige Handlungen an den unreifen Kleinen sollen trotz Hochleistungsmedizin vermieden werden und auch unreife Kinder sollen saugen lernen, um später an der mütterlichen Brust trinken zu können.

Wir bieten im Bereich der entwicklungsfördernden Pflege ein breit gefächertes und umfassendes Sortiment, sowie spezielle Lösungskonzepte für die Bereiche Schlaf und Lagerung, Beruhigen und Saugen, aber auch für die allgemeine Säuglingspflege an. Regelmäßige Anwendungsworkshops erweitern die Kenntnisse der klinischen Mitarbeiter in diesem speziellen Umfeld. Sie erlernen das Handling innovativer Lagerungsprodukte in der Praxis und erhalten eine Vielzahl neuer Anregungen für die eigene Arbeit.



INHALT

ENTWICKLUNGSFÖRDERNDE PFLEGE

Schlaf und Lagerung

CrownCradle™	6
Snuggly ROO™	8
Dandle® ROO2	10
Dandle® ROO Lite	12
Dandle® WRAP Stretch	13
Cozy Cub™	14
Dandle® PAL	15
Polly PAL™	16
Mini PAL	16
Thermomützen	17
Dandle LION® Gelkissen	18
HeavenlyFoamMattress™	20
CuddleUp™	21
CuddleUp Hug™	21
BedBuddy™	22
Bed Buddy Diana™	23
Nest™	24
WedgePillow™	24
Abdominal Pillow™	25
Wonder Star™	25
Neckroll™	26
Reflux Wedge™	27
Bebe Chix™	27
Medibino Neo	28
Nestchenbezug	30
IncuCap®	31
babyMUFFS®	32
MatraceCover	32
Bilitex®	33

Beruhigen und Saugen

MAM Premie & Comfort™	35
Lil' Patee® & Nu' Patee®	35
MAMStart	35
Sucrose 24%	36

Säuglingspflege

Cuddle Buns®	36
--------------	----

Atmungsunterstützung und Fixierungshilfen

High-Flow Nasenkanülen.....	37
Neo-Tee®.....	38
Mini Whiskers®.....	39
Sticky Whiskers®.....	39
Cannulaide®.....	40
Tender Grip®.....	40
Septal-H™.....	41
Strapette™.....	41
Capette™.....	41

Sonstige Lösungen

BiliCare™.....	42
biliSAVE®.....	45
Einweg-Blutdruckmanschetten.....	46
gentleheel®.....	47
Bebeonkers® / Webeonkers®.....	48
Grippies® Medical Grade.....	48

Bestellinformationen.....	50
---------------------------	----

Impressum.....	51
----------------	----



Crown Cradle™

Crown Cradle™

Dandle® Crown Cradle™ ist eine nicht invasive, nicht einschränkende, verstellbare Orthese, die die Entwicklung der natürlichen Kopfform eines hospitalisierten Säuglings unterstützt. Zusammen mit dem Dandle® PAL oder dem Cozy Cub kann die Crown Cradle™ dazu beitragen, den Kopf des Säuglings in Mittellage zu halten.

Das wiederverwendbare, zweiteilige System besteht aus einer speziellen Schaumstoffmatratze mit einer Vertiefung, sowie vier wechselbaren Schaumstoffeinlagen. Je nach Größe des Kindes wiegen diese den Kopf bequem und unterstützen die richtige Ausrichtung von Kopf, Nacken und der Wirbelsäule.



Die spezielle Schaumstoffmatratze mit einer Vertiefung für den Kopf des Säuglings ist abwechselbar und kann zwischen den Patienten wiederverwendet werden. Jede Größe der Schaumstoffmatratze wird mit einem „Stöpsel“ geliefert, der in die Matratze eingeführt werden kann.



Die eingepprägten Zahlen erleichtern das Erkennen der Größe der Schaumstoffmatratze.



Eine Innentasche im weichen, hochleistungsfähigen Stoffbezug hält die Schaumstoffeinlage an ihrem Platz.



Die Schaumstoffeinlage wird in die Innentasche eingelegt und in den vertieften Bereich der Matratze gesteckt. Die Gurte können über den Säugling und die verwendeten Lagerungshilfen gekreuzt und dann unter der Matratze verstaut werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Crown Cradle System - kleine Größe		
Dandle® Crown Cradle™ Orthopädische Spezialmatratze zur Unterstützung der Entwicklung der natürlichen Kopfform des Säuglings, klein für Säuglinge < 1800 g (inkl. vier aufeinanderfolgenden Schaumstoffeinlagen) Größe 1: < 750 g; Größe 2: 750 - 1000 g; Größe 3: 1000 - 1400 g; Größe 4: 1400 - 1800 g, abwischbar	10 Stück	DL18510B2
Dandle® Crown Cradle™ Orthopädische Ersatzmatratzen, klein mit „Stöpsel“, abwischbar	10 Stück	DL18512B2
Dandle® Crown Cradle™ Ersatz- „Stöpsel“, klein, abwischbar	10 Stück	DL18513B6
Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Bezüge klein aus bedruckter Baumwolle, waschbar	10 Stück	DL18516B6
Ersatzschaumstoffeinlage größenspezifisch für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 1: < 750 g	10 Stück	DL18521B4
Ersatzschaumstoffeinlage größenspezifisch für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 2: 750 - 1000 g	10 Stück	DL18522B4
Ersatzschaumstoffeinlage größenspezifisch für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 3: 1000 - 1400 g	10 Stück	DL18523B4
Ersatzschaumstoffeinlage größenspezifisch für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 4: 1400 - 1800 g	10 Stück	DL18524B4
Ersatzschaumstoffeinlage Multi-Size Pack für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 1 - 4 (von jeder Größe eine Matratze)	10 Stück	DL18525PK
Crown Cradle System - große Größe		
Dandle® Crown Cradle™ Orthopädische Spezialmatratze zur Unterstützung der Entwicklung der natürlichen Kopfform des Säuglings, groß für Säuglinge 1800 - 3600 g (inkl. vier aufeinanderfolgenden Schaumstoffeinlagen) Größe 5: 1800 - 2150g; Größe 6: 2150 - 2500 g; Größe 7: 2500 - 3000 g; Größe 8: 3000 - 3600 g; abwischbar	10 Stück	DL18530B2
Dandle® Crown Cradle™ Orthopädische Ersatzmatratzen, gross mit „Stöpsel“, abwischbar	10 Stück	DL18532B2
Dandle® Crown Cradle™ Ersatz- „Stöpsel“, gross, abwischbar	10 Stück	DL18533B6
Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Bezüge gross aus bedruckter Baumwolle, waschbar	10 Stück	DL18536B6
Ersatzschaumstoffeinlage größenspezifisch für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 5: 1800 - 2150 g	10 Stück	DL18541B4
Ersatzschaumstoffeinlage größenspezifisch für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 6: 2150 - 2500 g	10 Stück	DL18542B4
Ersatzschaumstoffeinlage größenspezifisch für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 7: 2500 - 3000 g	10 Stück	DL18543B4
Ersatzschaumstoffeinlage größenspezifisch für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 8: 3000 - 3600 g	10 Stück	DL18544B4
Ersatzschaumstoffeinlage Multi-Size Pack für Dandle® Crown Cradle™ Matratzen Größe 5 - 8 (von jeder Größe eine Matratze)	10 Stück	DL18545PK



Snuggly ROO™ - Mehrweg/waschbar



Snuggly ROO™ - Einweg



Snuggly ROO™ mit Dandle® PAL

Snuggly ROO™

Der Snuggly ROO™ ist Teil der Dandle-LION® Familie von Produkten zur Lagerung von Kindern mit Entwicklungsstörungen. Er ist nützlich für die Aufnahme, den Transport und den perioperativen Zeitraum, weil er eine bessere Sicht auf den Säugling bietet und gleichzeitig Unterstützung und Rückhalt.

Die gepolsterte Fußrolle hält die unteren Extremitäten gebeugt, während die versetzten Gurte dazu beitragen, dass die Hände zum Gesicht zeigen, die Schultern gerundet und die Arme in Beugung gehalten werden. In Kombination mit dem Dandle® PAL ist der Snuggly ROO™ ideal, um den Kopf in der Mittellinie zu halten und den Säugling für die Betreuenden sichtbar zu halten. Nach der ersten kritischen Phase kann der Säugling in den Dandle® ROO2 wechseln, um eine optimalere und entwicklungsgerechtere, stabile Lagerung zu erhalten.

- Gesteppter Boden, Fußrolle und Riemen aus einem Baumwoll-Polyester-Interlock-Gemisch
- Erhältlich in vier Größen - erkennbar auch an dem farbigen Rand
 - XS: < 1000 g Farbe: Orange
 - S: 1000 - 1800 g Farbe: Gelb
 - M: 1800 - 2500 g Farbe: Grün
 - L: 2500 - 3600 g Farbe: Blau
- Auch als Einwegartikel aus weichem Vliesstoff erhältlich

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Snuggly ROO™ - Einweg		
Snuggly ROO™ Größe XS: < 1000 g	12 Stück	DL21031B12
Snuggly ROO™ Größe S: 1000 g - 1500 g	12 Stück	DL21032B12
Snuggly ROO™ Größe M: 1500 g - 2500 g	12 Stück	DL21033B12
Snuggly ROO™ Größe L: 2500 g - 3600 g	12 Stück	DL21034B12
Snuggly ROO™ - Mehrweg / waschbar		
Snuggly ROO™ Größe XS: < 1000 g	12 Stück	DL21621B12
Snuggly ROO™ Größe S: 1000 g - 1500 g	12 Stück	DL21622B12
Snuggly ROO™ Größe M: 1500 g - 2500 g	12 Stück	DL21623B12
Snuggly ROO™ Größe L: 2500 g - 3600 g	12 Stück	DL21624B12





Dandle® ROO2

Dandle® ROO2

Dandle® ROO2 zur geeigneten unterstützenden Lagerung, die die physiologische und verhaltensmäßige Toleranz gegenüber Eingriffen auf der NICU verbessert, Stress verringert und das sich entwickelnde Gehirn des Säuglings unterstützt. Die gebeugte Position des Säuglings im Mutterleib ist die Grundlage für alle zukünftigen Bewegung, die jedoch außerhalb des Mutterleibs nur schwer zu imitieren ist.

Der ROO2 ist aus einem Hochleistungsgewebe hergestellt und bietet dadurch eine 360°-Stütze. Dies ermöglicht dem Säugling sich einerseits zu bewegen und zu drehen und sich dann auch wieder in eine kontrollierte, gebeugte Mittelposition zurück zu bewegen. So kann der Säugling sich frei bewegen und muss nicht in einer statischen Position verharren.

- Fördert die physiologische und verhaltensmäßige Stabilität
- Reduziert Stress
- Fördert die Selbstregulierung
- Kann den Bedarf von Schmerz- und/oder Beruhigungsmitteln verringern, die die normale Entwicklung des Gehirns und die synaptische Konnektivität beeinträchtigen können
- Fördert den Schlaf, der für die neurosensorische Reifung, das Gedächtnis/Lernen, die langfristige Vernetzung des Gehirns und die Erhaltung der Plastizität des Gehirns unerlässlich ist
- Optimiert die Entwicklung des Skeletts und die biomechanische Ausrichtung
- Ermutigt zur Bewegung
- Bietet kontrollierten Kontakt mit verschiedenen propriozeptiven, taktilen und visuellen Reizen
- Bietet der Betreuungsperson ein „weiteres Paar Hände“, um das Kind während des Verfahrens zu stützen und zu trösten



Der ROO2 ist aus einem Hochleistungsgewebe mit 3-Wege-Stretch gefertigt, dass ursprünglich für sportliche Anwendungen entwickelt wurde. Dies gibt dem Säugling Bewegungsfreiheit und bringt ihn in die Beugung zurück.



Eine Schlüsselkomponente des ROO2-Systems ist die Mehrzweckrolle. Die Rolle kann auf verschiedene Weise verwendet werden - als Bauchrolle in der Bauchlage, als Kissen hinter dem Rücken in der Seitenlage oder zur Unterstützung der Beckenneigung in der Bauch- oder Rückenlage, wie in den Abbildungen gezeigt. Die Aufrechterhaltung der hinteren Seitenlage eines Säuglings ist wichtig für Entwicklungsschritte, wie das Drehen, Aufsetzen und Krabbeln. Die Mehrzweckrolle ist in den Bildern weiß umrandet. Sobald die Hüften und Beine des Säuglings in die richtige Position gebracht sind, kann die Rolle gegen die Rückseite der Oberschenkel/des Gesäßes gelegt und dann mit etwas Spannung an der Unterseite des ROO2 befestigt werden. Dies hilft dem Säugling die Position zu halten. Manche Säuglinge können von mehr als einer Rolle profitieren.



Hinweis: Achten Sie in der Bauchlage darauf, dass Brust und Kopf des Säuglings gestützt werden, damit die Wirbelsäule neutral ausgerichtet ist.

Der Beutel und die Flügel sorgen zusammen für eine umlaufende Unterstützung wie im Mutterleib!

- Zwei Flügel, von denen der längere am Rücken befestigt ist, helfen dabei, die Hände zum Gesicht zu halten, um sich selbst zu beruhigen und die Schultern nach vorne zu drehen
- Die Kopfrolle sorgt für Sicherheit und kann zur Abstützung von Schläuchen oder anderen Geräten umgeklappt oder ganz weggeklappt werden. Das Zubehör für die Krempe kann auch an der Kopfrolle befestigt werden, um zu verhindern, dass direktes Licht in die Augen scheint.
- Mit dem Klettverschluss an der Außenseite des Flügels kann die Pflegekraft die Tasche hochziehen, um genau das richtige Maß an Beugung oder Bewegungsfreiheit für die unteren Extremitäten zu gewährleisten.



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle® ROO2 - Starter Pack mit 4 Stk. / Größe Neurolagerungshilfe mit 3-Wege Stretch, waschbar	12 Stück	DL14550B12
Dandle® ROO2 & Zubehör Größe XS: < 1000 g		
Dandle® ROO2 - Neurolagerungshilfe mit 3-Wege Stretch	12 Stück	DL14510B12
Dandle® Mehrzweckrolle für ROO2	25 Stück	DL14510ROLLB25
Augenschutz für Dandle® ROO2, als abnehmbare Krempe, die die Augen des Säuglings vor direktem Licht schützen und auf dem Rand des Lagerungssystem mit Klettverschluss fixiert werden kann	25 Stück	DL14510BRMB25
Dandle® ROO2 - Gel Kissen 15 x 23 cm mit bedrucktem Baumwollbezug, waschbar	12 Stück	DL14510GPB12
Dandle® ROO2 - Ersatzbezüge aus bedruckter Baumwolle für Gelkissen 15 x 23 cm, waschbar	25 Stück	DL14510GPCB25
Dandle® ROO2 & Zubehör Größe S: 1000 - 1800 g		
Dandle® ROO2 - Neurolagerungshilfe mit 3-Wege Stretch	12 Stück	DL14520B12
Dandle® Mehrzweckrolle für ROO2	25 Stück	DL14520ROLLB25
Augenschutz für Dandle® ROO2, als abnehmbare Krempe, die die Augen des Säuglings vor direktem Licht schützen und auf dem Rand des Lagerungssystem mit Klettverschluss fixiert werden kann	25 Stück	DL14520BRMB25
Dandle® ROO2 - Gel Kissen 15 x 28 cm mit bedrucktem Baumwollbezug, waschbar	12 Stück	DL14520GPB12
Dandle® ROO2 - Ersatzbezüge aus bedruckter Baumwolle für Gelkissen 15 x 28 cm, waschbar	25 Stück	DL14520GPCB25
Dandle® ROO2 & Zubehör Größe M: 1800 - 2500 g		
Dandle® ROO2 - Neurolagerungshilfe mit 3-Wege Stretch, waschbar	12 Stück	DL14530B12
Dandle® Mehrzweckrolle für ROO2	25 Stück	DL14530ROLLB25
Augenschutz für Dandle® ROO2, als abnehmbare Krempe, die die Augen des Säuglings vor direktem Licht schützen und auf dem Rand des Lagerungssystem mit Klettverschluss fixiert werden kann	25 Stück	DL14530BRMB25
Dandle® ROO2 - Gel Kissen 15 x 31 cm mit bedrucktem Baumwollbezug, waschbar	12 Stück	DL14530GPB12
Dandle® ROO2 - Ersatzbezüge aus bedruckter Baumwolle für Gelkissen 15 x 31 cm, waschbar	25 Stück	DL14530GPCB25



Dandle® ROO Lite



Augenschutz für Dandle® ROO Lite

Dandle® ROO Lite

Das Phototherapielagerungssystem Dandle® ROO Lite ist aus leichter Baumwolle gefertigt, die 74 % des Phototherapielichts durch die Materialschichten hin durchlässt und somit unruhigen Neugeborene hilft sich zu entspannen und zur Ruhe zu finden. Wie bei dem Dandle® ROO2 hält der umlaufende Rand den Säugling in einer gebärmutterähnlichen, gebeugten Mittellage, während sie propriozeptives Feedback gibt und freie Bewegung und Rückstoß ermöglicht.

- Hergestellt aus weicher, dehnbarer Baumwolle, nicht aus synthetischem Vliesstoff
- Kann von Hand gewaschen oder einfach weggeworfen werden, wenn keine Waschgelegenheit vorhanden ist!
- Verstellbare Mikroverschlüsse bieten sicheren Halt
- Obere und untere Extremitäten können unabhängig voneinander eingestellt werden und können je nach den medizinischen oder entwicklungsbedingten Bedürfnissen des Säuglings individuell angepasst werden
- Die Kopfrolle kann zur Unterbringung und/oder Unterstützung medizinischer Materialien aus dem Weg geschoben werden
- Aufnahmen, „chaotische“ Eingriffe, Augenuntersuchungen, Hör screenings, während des Transports, für unruhige Babys während der Fototherapie und immer dann, wenn ein Baby von einer Begrenzung oder Beruhigung profitieren würde!



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Lagerungshilfe Dandle Roo Lite		
Dandle® ROO Lite - XS: <1000 g Phototherapie Nest- Lagerungssystem mit räumlicher Begrenzung	12 Stück	DL11031B12
Dandle® ROO Lite - S: 1000 - 1800 g Phototherapie Nest- Lagerungssystem mit räumlicher Begrenzung	12 Stück	DL11032B12
Dandle® ROO Lite - M: 1800 - 2500 g Phototherapie Nest- Lagerungssystem mit räumlicher Begrenzung	12 Stück	DL11033B12
Dandle® ROO Lite - L: 2500 - 3600 g Phototherapie Nest- Lagerungssystem mit räumlicher Begrenzung	12 Stück	DL11034B12
Augenschutz für Dandle Roo Lite		
Augenschutz für Dandle® ROO Lite - XS: <1000 g	25 Stück	DL11031BRMB25
Augenschutz für Dandle® ROO Lite - S: 1000 - 1800g	25 Stück	DL11032BRMB25
Augenschutz für Dandle® ROO Lite - M: 1800 - 2500g	25 Stück	DL11033BRMB25
Augenschutz für Dandle® ROO Lite - L: 2500 - 3600g	25 Stück	DL11034BRMB25

Dandle® WRAP Stretch

Säuglinge lieben es, gepuckt zu werden! Durch die Einschränkung der motorischen Aktivität wird die Sicherheit des Mutterleibs nachgeahmt. Das tröstet sie und führt zu weniger Schreien, einer stabileren Herzfrequenzen und der Fähigkeit, den Schreckreflex zu überwinden. In einer systematischen Untersuchung des Wickelns*, die 2007 in der Fachzeitschrift Pediatrics veröffentlicht wurde, stellten die Autoren fest, dass: „gepuckte Säuglinge weniger wach sind und länger schlafen. Frühgeborene haben eine bessere neuromuskuläre Entwicklung, weniger physiologischen Stress, eine bessere motorische Organisation, sowie ein höheres Maß an Selbstregulierungsfähigkeit.

Auch in Fällen von neonatalem Abstinenzsyndrom und bei Säuglingen mit neonatalen, zerebralen Läsionen unterstützt das Pucken die Therapie“. Der Dandle WRAP Stretch™ bietet viele Vorteile beim Pucken gegenüber herkömmlichen Materialien. Das 3-Wege-Stretch Hochleistungsgewebe ermöglicht Bewegungsfreiheit und fördert gleichzeitig die Rückstellung auf die Mittellinie im Ruhezustand. Eine große Auswahl an Größen ermöglicht die optimale und unterstützende Lagerung, für alle Säuglinge, während des Krankenhausaufenthalts.

- Ein Beutel zur Aufrechterhaltung der Beugung der unteren Extremitäten
- Breite Flügel, welche die Schultern in der Beugung unterstützen und das Selbstberuhigungsverhalten der Hand zum Mund fördern
- Klettverschlüsse an Tasche und Flügeln, die unabhängig voneinander verstellbar sind, um den individuellen Bedürfnissen des Säuglings gerecht zu werden
- Atmungsaktives und gleichzeitig saugfähiges Material, ideal für unruhige Säuglinge
- Viel Platz zwischen der Tasche und den Flügeln für Leitungen bzw. Schläuche



Dandle® WRAP Stretch



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle® WRAP Stretch - XS: < 1000g, waschbar	12 Stück	DL14531B12
Dandle® WRAP Stretch - S: 1000 - 1800g, waschbar	12 Stück	DL14532B12
Dandle® WRAP Stretch - M: 1800 - 2500g, waschbar	12 Stück	DL14533B12
Dandle® WRAP Stretch - L: 2500 - 3600g, waschbar	12 Stück	DL14534B12
Dandle® WRAP Stretch - XL: 3600 - 4400g, waschbar	12 Stück	DL14535B12
Dandle® WRAP Stretch - XXL: > 4400g, waschbar	12 Stück	DL14536B12
Dandle® WRAP Stretch™ - Auswahlpackung mit jeweils 3 Stück Größe M, L, XL, waschbar	9 Stück	DL14538B12

*Wickeln: A Systematic Review van Sleuwen et al, Pediatrics, Vol. 120, No. 4 October 1, 2007, pp. e1097-1106



Cozy Cub™ mit Bezügen aus Baumwolle

Cozy Cub™

Die Lagerungsrolle Cozy Cub™ ist eine flexible Begrenzung, die mit seidigen Mikroscheiben gefüllt ist. Die anschmiegsame Füllung passt sich individuell der einzigartigen Form jedes Säuglings an und bietet Unterstützung genau da, wo sie benötigt wird. Weil beim Einsatz dieses Lagerungsproduktes immer eine vollständige Sicht auf das Kind erhalten bleibt, ist der Einsatz bei verschiedensten Verfahren und Therapien wie z. B. Phototherapie, chirurgische Eingriffe und ECMO prädestiniert. Auch bei Bewegung, gewährleisten die einzigartigen, nach Größe farbkodierten Befestigungsschlaufen Form- und Nähe zum Säugling.

- Ermöglicht in Notfällen den sofortigen Zugang zum Säugling
- Nützlich für Patienten mit besonderen oder kritischen Lagerungsanforderungen
- Leicht anpassbar bei der Verwendung mit medizinischen Geräten
- Fähigkeit zur beruhigenden Beugung während des Transports



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.:
Größe S - circa 120 cm lang		
Dandle® COZY CUB™ Lagerungsrolle als gewichtete Begrenzung, die propriozeptives Feedback liefert, Größe S = ca. 102 cm lang, abwischbar, mit Baumwollbezug wiederverwendbar	4 Stück	DL17205B4
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17215CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17225CB25
Größe L - circa 122 cm		
Dandle® COZY CUB™ Lagerungsrolle als gewichtete Begrenzung, die propriozeptives Feedback liefert, Größe L = ca. 122 cm lang, abwischbar, mit Baumwollbezug wiederverwendbar	4 Stück	DL17005B4
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17015CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17025CB25
Größe XL - circa 152 cm		
Dandle® COZY CUB™ Lagerungsrolle als gewichtete Begrenzung, die propriozeptives Feedback liefert, Größe XL = ca. 152 cm lang, abwischbar, mit Einwegbezug	4 Stück	DL17805B2
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® COZY CUB™ Lagerungsrolle XL	25 Stück	DL17815CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17825CB25

Dandle® PAL

Der Dandle® PAL ist ein flexibles Lagerungszubehör, das allein, paarweise oder als Ergänzung zu anderen Lagerungshilfen verwendet werden kann. Zwei separate Taschen im Dandle® PAL sind mit winzigen Kunststoff-Mikroscheiben gefüllt, die sich seidig anfühlen. Dieses einzigartige Zwei-Taschen-Konzept ermöglicht es, die Höhe und Stabilität des Dandle® PAL an die Bedürfnisse des jeweiligen Säuglings anzupassen.

So können flexible Grenzen und propriozeptiven Input erreicht werden. Der größere Beutel im Hufeisen ermöglicht Unterstützung und Flexion, der kleine Beutel kann oben auf das Hufeisen gelegt werden, um zusätzliche Höhe- oder Unterstützung zu erreichen.



Dandle® PAL



Erhältlich in zwei Ausführungen, um jeden Anfordergen gerecht zu werden:

- Abwaschbar mit Einweg- oder wiederverwendbaren Stoffbezügen
- Waschbar

Ermöglicht eine Vielzahl von Funktionen für Säuglinge und deren Betreuer:

- Wirkt während der Patientenversorgung wie ein zusätzliches Paar Hände zum Trösten
- Unterstützt die richtige Platzierung medizinischer Produkte, um das Risiko von Fehlstellungen, unbeabsichtigter Entfernung oder Druckverletzungen zu verringern
- Kann alleine, zu mehreren oder in Kombination mit anderen Lagerungshilfen verwendet werden, um eine Vielzahl von klinischen Anforderungen zu erfüllen



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle® PAL Säuglingslagerungshilfe (Einheitsgröße, waschbar)	10 Stück	DL11505B10
Dandle® PAL Säuglingslagerungshilfe (Einheitsgröße, abwischbar)	10 Stück	DL20505B10
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® PAL abwischbar	25 Stück	DL20515CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® PAL abwischbar	25 Stück	DL20525CB25



Polly PAL™

Polly PAL™

Polly PAL™, die kleine Schwester von Dandle® PAL, ist eine kleine, flexible Begrenzung, die bei der Lagerung von Frühchen hilft. Das Ein-Beutel-Design ist mit winzigen, weichen Kunststoff-Mikroscheiben gefüllt, die sich seidig anfühlen. Das Polly PAL™ hilft beim Erreichen und Beibehalten bestimmter Positionen des Frühchens oder der Ausrüstung und kann um Kopf, Hals und Hüfte des Säuglings positioniert werden. Um Widerstand aufzubauen ist es möglich den Säugling auch teilweise damit zu bedecken.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle- LION® Polly PAL™ Säuglingslagerungshilfe (Einheitsgröße, waschbar)	10 Stück	DL21755B10



Mini PAL™

Mini PAL

Unser MINI PAL™ wurde speziell für die besonderen Bedürfnisse der kleinsten Patienten entwickelt. Als leichte Lagerungshilfe mit nur 170 g passen sich die seidigen Mikroscheiben im Inneren des MINI PAL™ optimal an die Form jedes Frühchens an und bieten propriozeptiven Input.

Auf Grund des niedrigen Gesamtgewichtes kann der MINI PAL™ z.B. mit den „Beinchen“ über das Frühchen gelegt werden, aber auch vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten bieten sich: als Hilfsmittel zur Unterstützung medizinischer Systeme, mit nur ganz gerigem Platzbedarf; als Einsatz im XS Dandle® ROO2 oder Dandle® ROO Lite zum Ausfüllen des Raums am Boden der Tasche, damit die Flügel und die Tasche richtig passen. MINI PAL™ ist das leichte Lagerungshilfsmittel, dass sanft neben dem Baby platziert wird, wobei die „Beine“ über die Schultern, die Hüften oder hinter den Kopf des Frühchens gelegt werden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle- LION® MINI PAL™ Lagerungshilfe für Frühchen (waschbar)	10 Stück	DL23505B10
Dandle- LION® MINI PAL™ Lagerungshilfe für Frühchen (abwischbar)	10 Stück	DL23545B10
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® MINI PAL™ abwischbar	25 Stück	DL23515CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® MINI PAL™ abwischbar	25 Stück	DL23525CB25

Thermomützen

Unterkühlung ist ein ernstes Problem für Säuglinge mit einem niedrigem Geburtsgewicht. Dabei bildet der Kopf mehr als 20 % der Gesamthautoberfläche des Kindes ab. Speziell bei Eingriffen in Räumen, mit einer nicht kontrollierten thermischen Umgebung (z. B. OP), ist der Wärmeverlust vorprogrammiert. Die Thermomütze von Dandle® LION verhindert das Entweichen von Wärme durch eine zweilagige Polyethyleninlage (DEHP- und latexfrei), die in einen zweilagigen hautfreundlichen Stoff eingearbeitet ist. Das Material umgibt größen-spezifisch den Kopf des Kindes vollständig und wirkt als eine Barriere gegen Wärme- und Feuchtigkeitsverluste. Außerdem wird die hörbare Lautstärke für den Säugling gedämpft.



Thermomützen

Bestellinformationen

PRODUKT-BESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Dandle® Thermomütze Frühchen, farbcodiert gelb- Preemie	50 Stück	DL12742B50
Dandle® Thermomütze Säugling, farbcodiert grün- Newborn	50 Stück	DL12843B50
Dandle® Thermomütze Säugling Plus, farbcodiert blau- Newborn Plus	50 Stück	DL17845B50





Dandle LION® Gelkissen

Die weichen, gelgefüllten Dandle®-LION-Kissen sind so konzipiert, dass sie die speziellen Lagerungsbedürfnisse von Frühgeborenen, Säuglingen & Kleinkindern erfüllen. Gelkissen können dazu beitragen, dass Säuglinge weniger häufig umgelagert werden müssen und im-mobilisierte Säuglinge liegen bequemer. Sie können auch für Säuglinge mit sehr geringem Geburtsgewicht als Matratze, oder für größere Säuglinge als Bauchrolle eingesetzt werden. Die Gelkissen können zur Desinfektion abgewischt und der wiederverwendbare Baumwollbezug gewaschen werden.



- Bezüge: weiße Baumwolle, bedruckte Baumwolle und Einweg-Vliesstoff
- Ungiftiges, wasserbasiertes Lebensmittelgel
- Garantiert für sechs Monate
- DEHP- und BPA-frei; nicht mit Naturlatex hergestellt
- Verwendung für einen einzigen Patienten (es sei denn, das Krankenhaus bereitet die Gelkissen mit einem eigens validierten Verfahren auf)

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Gelkissen Größe 8 x 15 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 8 x 15 cm mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14558GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 8 x 15 cm	25 Stück	DL14558GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen 8 x 15 cm	25 Stück	DL12558GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 15 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 15 cm mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14559GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 15 cm	25 Stück	DL14559GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 15 cm	25 Stück	DL12559GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 18 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 18 cm (pädiatrisch) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14555GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckter Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 18 cm	25 Stück	DL14555GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 18 cm	25 Stück	DL12555GPCB25
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 18 cm (pädiatrisch 2,3 cm dick) mit Bezug aus weißer Baumwolle	12 Stück	DL0955GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus weißer Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 18 cm	25 Stück	DL0955GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 23 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 23 cm (auch Dandle® ROO2 - XS: Gel Kissen) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14510GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 23 cm (auch für Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: XS)	25 Stück	DL14510GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen Größe XS: 15 x 23 cm	25 Stück	DL12551GPCB25
Dandle® Gelkissen Größe XS: 15 x 23 cm mit weißem Baumwollbezug, waschbar für ROO oder ROO Lite	12 Stück	DL0951GPB12
Dandle® weiße Gelkissen Baumwollbezüge für Größe XS: 15 x 23 cm, waschbar	25 Stück	DL0951GPCB25

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Gelkissen Größe 15 x 25 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 25 cm (pädiatrisch) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14556GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckter Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 25 cm	25 Stück	DL14556GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 25 cm	25 Stück	DL12556GPCB25
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 25 cm (pädiatrisch 2,3 cm dick) mit Bezug aus weißer Baumwolle	12 Stück	DL0956GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus weißer Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 25 cm	25 Stück	DL0956GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 28 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 28 cm (auch Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: S) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14520GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 28 cm (auch für Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: S)	25 Stück	DL14520GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 28 cm (S)	25 Stück	DL12552GPCB25
Dandle® Gelkissen Größe S: 15 x 28 cm mit weißem Baumwollbezug, waschbar für ROO oder ROO Lite	12 Stück	DL0952GPB12
Dandle® weiße Gelkissen Baumwollbezüge für Größe S: 15 x 28 cm, waschbar	25 Stück	DL0952GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 31 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 31 cm (auch Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: M) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14530GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 31 cm (auch für Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: M)	25 Stück	DL14530GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 31 cm (M)	25 Stück	DL12553GPCB25
Dandle® Gelkissen Größe M: 15 x 31 cm mit weißem Baumwollbezug, waschbar für ROO oder ROO Lite	12 Stück	DL0953GPB12
Dandle® weiße Gelkissen Baumwollbezüge für Größe M: 15 x 31 cm, waschbar	25 Stück	DL0953GPCB25
Gelkissen Größe 20 x 33 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 20 x 33 cm (pädiatrisch) mit Bezug aus weißer Baumwolle	6 Stück	DL19054GPB6
Ersatzbezüge waschbar, aus weißer Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 20 x 33 cm	25 Stück	DL19054GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 20 x 33 cm	25 Stück	DL12554GPCB25





Heavenly Foam Mattress™ mit Baumwollbezug



Baumwollbezug



Einwegbezug

Heavenly Foam Mattress™

Die Heavenly Foam Mattress™ ist eine viskoelastische Matratze aus latexfreiem Memory-Schaum, welche über eine besonders weiche und anschmiegsame Oberfläche verfügt. Die Matratze schwächt Druckpunkte ab, schützt die zarte Haut der Frühgeborenen und ermöglicht eine physiologische Lagerung.

Durch die materialspezifischen Eigenschaften des Schaumes können die Positionen des Säuglings verändert und dadurch die Druckpunkte verlagert werden. Die Matratze ist überall einsetzbar, wo Auflagedruck reduziert werden soll - außerdem schützt sie den Säugling vor Vibrationen und Stößen.

Durch die Vinylbeschichtung lässt sich die Matratze einfach aufbereiten und in Kombination mit den Einwegbezügen ist dieses Lagerungssystem besonders hygienisch. Die speziellen Baumwoll- und Einwegbezüge unterstützen die Weichheit der Heavenly Foam Mattress™.

Unsere Lagerungshilfen sind vielseitig kombinierbar. Die Heavenly Foam Mattress™ kann dabei als weiche und anschmiegsame Grundlage eingesetzt werden. Um räumliche Begrenzung zu schaffen und dem Säugling ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit zu vermitteln kann der BedBuddy um den Säugling gelegt werden.

Zur Lagerung des Köpfchens können entweder die Nackenrolle oder Medibino® kombiniert werden. Als weitere Option kann der Cuddle Up Bezug mit weichen Bändchen in Kombination mit der Heavenly Foam Mattress™ taktile Reize senden und in Seiten- und Rückenlage dem Kind Sicherheit und räumliche Begrenzung vermitteln.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene		
Heavenly Foam Mattress™ Vinyl, abwischbar, Größe: 25,5 x 34 x 1,6 cm, ohne Bezug	6 Stück	SMB170
Baumwollbezüge waschbar, für Heavenly Foam Mattress™	10 Stück	SMB170MW
Einwegbezüge für Heavenly Foam Mattress™	20 Stück	SMB170EW
Heavenly Foam Mattress™, Größe: 25,5 x 34 x 1,6 cm mit Matratzenschonbezug	10 Stück	SMB172
Matratzenschonbezug Einweg, wasserabweisend für den Matratzenkern der Heavenly Foam Mattress™ Größe: 25,5 x 34 x 1,6 cm	20 Stück	SMB172EW
Größe: Preemie & Newborn (M) - für Früh- & Reifgeborene		
Heavenly Foam Mattress™ Vinyl, abwischbar, Größe: 51 x 34 x 3,2 cm, ohne Bezug	10 Stück	SMB171
Baumwollbezüge waschbar, für Heavenly Foam Mattress™	10 Stück	SMB171MW
Einwegbezüge für Heavenly Foam Mattress™	10 Stück	SMB171EW
Heavenly Foam Mattress™, Größe: 51 x 34 x 1,6 cm mit Matratzenschonbezug	24 Stück	SMB173
Matratzenschonbezug Einweg, wasserabweisend für den Matratzenkern der Heavenly Foam Mattress™ Größe: 51 x 34 x 1,6 cm	20 Stück	SMB173EW

Cuddle Up™

Die Cuddle Up™ Bezüge sind mit weichen Bändern ausgestattet, die neben räumlicher Begrenzung dem Säugling das Gefühl des Gehaltenwerdens vermittelt, Sicherung in Seitenlage ermöglicht und so Behaglichkeit in der Liegeumgebung des Säuglings schafft.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene		
Cuddle Up™ Baumwollbezug (nur Wickeltuch)	10 Stück	SMB170MWC
Cuddle Up™ Einwegbezug (nur Wickeltuch)	20 Stück	SMB170EWC
Größe: Preemie & Newborn (M) - für Früh- & Reifgeborene		
Cuddle Up™ Baumwollbezug (nur Wickeltuch)	10 Stück	SMB171MWC
Cuddle Up™ Einwegbezug (nur Wickeltuch)	20 Stück	SMB171EWC



Heavenly Foam Mattress™ mit Baumwollbezug Cuddle Up

Cuddle Up Hug™

Cuddle Up Hug™ ist eine weiche, bequeme und sichere Liegeumgebung mit räumlicher Begrenzung und Fußstütze für das Frühgeborene. Wie im Mutterleib spürt das Frühgeborene die weiche Abgrenzung in alle Richtungen, wobei die Seitenwände, sowie die Fußstütze aus latexfreiem Memoryschaum hergestellt sind.

Die Fußstütze ist erhöht, damit die Füßchen nicht über die Begrenzung rutschen und der Säugling ständig Kontakt hat. Die weichen regulierbaren Bänder ermöglichen Bewegung, vermitteln aber gleichzeitig das Gefühl der Geborgenheit und unterstützen die physiologische Lagerung.

Die optimale Beugung von Armen und Beinen des Säuglings werden unterstützt. Als ideales Komplementärprodukt sind hierfür die passenden Einweg-Saugunterlagen Bebe Chix™ erhältlich.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für sehr kleine Frühgeborene SSW 24-28		
Cuddle Up Hug™ seitliche Begrenzung mit Bein/Fußstütze vinylbezogen, ohne Bezug	6 Stück	SMB210
Baumwollbezug für Cuddle Up Hug™	6 Stück	SMB210MW
Cuddle Up Hug™, Einweg	10 Stück	SMB210EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > 28 SSW		
Cuddle Up Hug™ seitliche Begrenzung mit Bein/Fußstütze vinylbezogen, ohne Bezug	6 Stück	SMB211
Baumwollbezug für Cuddle Up Hug™	6 Stück	SMB211MW
Cuddle Up Hug™, Einweg	10 Stück	SMB211EW
Größe: Large Preemie (M) - für große Frühgeborene / Reifgeborene		
Cuddle Up Hug™ seitliche Begrenzung mit Bein/Fußstütze, vinylbezogen, ohne Bezug	6 Stück	SMB212
Baumwollbezug für Cuddle Up Hug™	6 Stück	SMB212MW
Cuddle Up Hug™, Einweg	10 Stück	SMB212EW



Baumwollbezug Cuddle Up Hug™ mit gepolsterter Fußrolle



Das Cuddle Up Hug™ kann einzeln oder in Kombination mit der Heavenly Foam Mattress™ verwendet werden. Der passende Bezug besteht aus weicher Baumwolle.



Bed Buddy™

Bed Buddy™

Der BedBuddy™ ist ein wiederverwendbarer, abwischbarer Lagerungsschlauch, der als räumliche Begrenzung und anschmiegsame Berührungsfläche bei früh- und reifgeborenen Säuglingen eingesetzt wird. Die Füllung besteht aus superweichen TPE Kügelchen, die weder ausdünsten noch an Struktur einbüßen oder im Material schwinden.

Der Lagerungsschlauch ist individuell formbar, dann aber formstabil und imitiert den Schutz und die Geborgenheit des Mutterleibes. Er hilft die korrekte physiologische Beugung aufrecht zu erhalten und den Säugling zu selbst beruhigendem Verhalten anzuregen.

Der Säugling kann in der Seitenlage gestützt und in Bauch- und Rückenlage räumlich begrenzt werden, das gibt Sicherheit und fördert die Entwicklung der Muskeln. Durch das Angebot verschiedener Schutzbezüge kann individuell entschieden werden, welches Material am Säugling zum Einsatz kommen soll.



Der Säugling liegt stabil und mit direktem Kontakt zur räumlichen Begrenzung. Das gibt Geborgenheit, fördert die Entwicklung und reduziert Stress.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: XS Ultra Preemie (XXS) - für sehr kleine Frühgeborene 24 - 26 SSW		
BedBuddy™ universeller vinylbezogener Lagerungsschlauch aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 76cm lang	6 Stück	SMB360
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB360MW
Einwegbezug für BedBuddy™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB360EW
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene 27 - 30 SSW		
BedBuddy™ universeller vinylbezogener Lagerungsschlauch aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 91cm lang	6 Stück	SMB361
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB361MW
Einwegbezug für BedBuddy™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB361EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene		
BedBuddy™ universeller vinylbezogener Lagerungsschlauch aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 112cm lang	6 Stück	SMB362
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB362MW
Einwegbezug für BedBuddy™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB362EW
Größe: Newborn (M) - für Reifgeborene		
BedBuddy™ universeller vinylbezogener Lagerungsschlauch aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 152cm lang	6 Stück	SMB363
Baumwollbezug waschbar, für BedBuddy™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB363MW
Einwegbezug für BedBuddy™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB363EW

Bed Buddy Diana™

Der Bed Buddy Diana™ ist eine wiederverwendbare, abwischbare Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil, die zur räumlichen Begrenzung und anschmiegsamen Berührungsfläche bei Früh- und Reifgeborene Säuglingen eingesetzt wird.

Die Lagerungshilfe ist individuell formbar, dann formstabil & ahmt den Schutz und die Geborgenheit des Mutterleibes nach. Sie hilft hervorragend die korrekte physiologische Beugung aufrecht zu erhalten und den Säugling zu selbst beruhigendem Verhalten anzuregen. Der Säugling kann in der Seitenlage gestützt und in Bauch- und Rückenlage räumlich begrenzt werden, das gibt Sicherheit und fördert die Entwicklung der Muskeln.

Das erhöhte Fußteil verhindert, dass die Füße über die Oberseite rutschen und so den Kontakt zur räumlichen Begrenzung verlieren. Durch das Angebot verschiedener Schutzbezüge kann individuell entschieden werden, welches Material am Säugling zum Einsatz kommen soll.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: XS Ultra Preemie (XXS) - für sehr kleine Frühgeborene 24 - 26 SSW		
Bed Buddy Diana™ ist eine universelle, vinylbezogene Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 84cm lang	6 Stück	SMB370
Baumwollbezug waschbar, für Bed Buddy Diana™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB370MW
Einwegbezug für Bed Buddy Diana™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB370EW
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene 27 - 30 SSW		
Bed Buddy Diana™ ist eine universelle, vinylbezogene Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 99cm lang	6 Stück	SMB371
Baumwollbezug waschbar, für Bed Buddy Diana™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB371MW
Einwegbezug für Bed Buddy Diana™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB371EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > 30 SSW		
Bed Buddy Diana™ ist eine universelle, vinylbezogene Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 119cm lang	6 Stück	SMB372
Baumwollbezug waschbar, für Bed Buddy Diana™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB372MW
Einwegbezug für Bed Buddy Diana™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB372EW
Größe: Newborn (M) - für reifgeborene Säuglinge		
Bed Buddy Diana™ ist eine universelle, vinylbezogene Lagerungshilfe mit hochgezogenem Fußteil aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum gefüllt mit weichen Perlen - 160cm lang	6 Stück	SMB373
Baumwollbezug waschbar, für Bed Buddy Diana™ Lagerungshilfe	10 Stück	SMB373MW
Einwegbezug für Bed Buddy Diana™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB373EW



Bed Buddy Diana™



Bed Buddy Diana™ in Kombination mit Cuddle Up. Der Säugling hat räumliche Berührungs- Begrenzung und Schutz aus allen Richtungen.



Nest™

Nest™

Diese spezielle Unterlage birgt ein Geheimnis: die auf der Rückseite eingenähten Taschen mit Klettverschlüssen ermöglichen die individuelle Positionierung der hypoallergenen Lagerungssäckchen mit Vinylbezug! Diese Kombination ist das perfekte Hilfsmittel zur Pflege von Säuglingen, die negativ auf Berührungen reagieren.

Mit diesem patentierten System können Sie empfindliche Säuglinge in weniger als 5 Sekunden drehen und gleichzeitig den Rücken des Säuglings stützen. Selbst beatmete Säuglinge können in weniger als 15 Sekunden gedreht werden. Das Nest™ Lagerungssystem schafft Grenzen und schmiegt sich an den Säugling an.

Das Lagerungssystem ist in zwei Größen erhältlich - für kleine Frühgeborene und Früh- und Reifgeborene mit Problemen, einschließlich Krampfanfällen oder Entzugserscheinungen.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: Premie (S) - für kleine Frühgeborene ca. SSW 24-30		
Nest™ Lagerungssäckchen mit Vinylbezug gefüllt mit super weichen TPE Kügelchen zum Einstecken in den Nestbezug Art.-Nr. SMB320MW	10 Stück	SMB320
Baumwollbezug waschbar, für Nest™ Lagerungshilfe	12 Stück	SMB320MW
Schutzbezug Einweg für Nest™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB320/321EW
Größe: Newborn (M) - für Früh- & Reifgeborene ab > SSW 31		
Nest™ Lagerungssäckchen mit Vinylbezug gefüllt mit super weichen TPE Kügelchen zum Einstecken in den Nestbezug Art.-Nr. SMB321MW	10 Stück	SMB321
Baumwollbezug waschbar, für Nest™ Lagerungshilfe	12 Stück	SMB321MW
Schutzbezug Einweg für Nest™ Lagerungshilfe	20 Stück	SMB320/321EW



Wedge Pillow™

Wedge Pillow™ Keillagerungskissen

Die Wedge Pillow™ Lagerungshilfen sind eine wiederverwendbare, abwischbare Multifunktionslagerungshilfe in Keilform, die mit sehr weichen TPE Kügelchen gefüllt sind.

Diese Kügelchen fühlen sich an wie Gel, haben aber den großen Vorteil, dass sie weder ausdünsten noch an Struktur verlieren. Für das Keillagerungskissen gibt es vielseitige Anwendungsmöglichkeiten z.B. zur schnellen Lagestabilisierung, zur Unterlagerung von Beatmungsschläuchen etc.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: Ultra Premie (XS) - für sehr kleine Frühgeborene ca. SSW 24-28		
Wedge Pillow™ Keillagerungskissen mit Vinylbezug, gefüllt mit super weichen TPE Kügelchen	10 Stück	SMB314
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Wedge Pillow™	10 Stück	SMB314MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Wedge Pillow™	20 Stück	SMB314EW
Größe: Premie (S) - für Frühgeborene > SSW 28		
Wedge Pillow™ Keillagerungskissen mit Vinylbezug, gefüllt mit super weichen TPE Kügelchen	10 Stück	SMB315
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Wedge Pillow™	10 Stück	SMB315MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Wedge Pillow™	20 Stück	SMB315EW



Abdominal Pillow™

Lagerungskissen zur Stabilisierung der Körperhaltung - diese Kissen unterstützen das physiologische und neurologische Wachstum des Frühgeborenen. Die Unterstützung der Positionierung des Frühgeborenen verhindert wirksam eine Abduktion der Hüften und Schultern und hilft einen runden Kopf zu erzeugen.

Die weiche Memory-Schaum Füllung fördert durch die erhöhte Lage des Oberkörpers, die Beugung von Armen und Beinen, ohne dass ein übermäßiger Druck auf Knie und Ellbogen des Säuglings ausgeübt wird. Zwei Größen dieser Haltungskissen stehen zur Verfügung: die Größe XS ist gemacht für Frühgeborene der SSW 24-28, die Größe S für alle älteren Frühgeborenen.

Die Kissen sind röntgendurchlässig! In Kombination mit einer stabilen räumlichen Begrenzung des Säuglings, wie z.B. durch Cuddle Up Hug™ oder BedBuddy™, gewährleistet das Bauchlagerungskissen eine standardisierte und beständige Unterstützung des Säuglings in der Bauchlage und sorgt gleichzeitig für eine sichere, ausgeglichene und gebeugte Körperposition.



Abdominal Pillow™



Abdominal Pillow™ vinylbeschichtet

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für sehr kleine Frühgeborene ca. SSW 24-28		
Bauchlagerungskissen abwischbar aus vinylbeschichtetem, latexfreiem, viskoelastischem Memoryschaum	10 Stück	SMB260
Baumwollbezug für Bauchlagerungskissen	10 Stück	SMB260MW
Einwegbezug für Bauchlagerungskissen	20 Stück	SMB260EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > SSW 28		
Bauchlagerungskissen abwischbar aus vinylbeschichtetem, latexfreiem, viskoelastischem Memoryschaum	10 Stück	SMB261
Baumwollbezug für Bauchlagerungskissen	10 Stück	SMB261MW
Einwegbezug für Bauchlagerungskissen	20 Stück	SMB261EW

Wonder Star™

Der abwischbare Wonder Star™ ist eine vielseitig einsetzbare Lagerungshilfe in Sternform, der von einer Kinderkrankenschwester auf der neonatologischen Intensivstation entwickelt wurde. Er kann individuell um Kopf, Nacken oder Hüften platziert werden oder zum Positionieren von Armen und Beinen verwendet werden.

Teile des Wonder Star™ lassen sich je nach Bedarf separat formen und unterstützen so die optimale Lagerung des Säuglings im Sinne eines entwicklungsfördernden Konzeptes. Durch die Vinylbeschichtung und die erhältlichen Einwegbezüge ist der Wonder Star™ besonders hygienisch und langlebig.

Die Lagerungshilfe Wonder Star™ ist ein Multifunktions Hilfsmittel. Es kann so viele Bedürfnisse stillen: egal ob es den Kopf, oder den Körper hält - durch Einbettung des Säuglings die Situation der Gebärmutter imitiert - der Wonder Star™ kann alles.



Wonder Star™



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für kleine Frühgeborene		
Lil' Wonder Star™ Lagerungshilfe, abwischbar, ohne Bezug	10 Stück	SMB190
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Lil' Wonder Star™	10 Stück	SMB190MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Lil' Wonder Star™	20 Stück	SMB190EW
Größe: Preemie (S) - für Früh- & Reifgeborene		
Wonder Star™ Lagerungshilfe, abwischbar, ohne Bezug	10 Stück	SMB200
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Wonder Star™	10 Stück	SMB200MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Wonder Star™	20 Stück	SMB200EW



Nackenrolle



Neckroll™

Die Nackenrollen mit abwischbarer Vinyloberfläche und sehr weichen, gelartigen TPE Perlen ersetzen die aufgerollten Waschlappen/ Handtücher. Sie dienen zur Unterstützung des kleinen Köpfchens und des empfindlichen Nackens. Die Nackenrolle wird durch einen Bezug Ihrer Wahl geschützt und dann in Rückenlage hinter den Nacken des Säuglings gelegt.

Achten Sie darauf, dass die Nackenzirkulation nicht durch Überstreckung beeinträchtigt wird. Erhältlich in 4 Größen, um den Bedürfnissen von ganz kleinen bis großen Säuglingen gerecht zu werden. Neben Ihrer Funktion im Nacken können Sie auch zur Lagerung von Extremitäten verwendet werden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe: Ultra Preemie (XS) - für sehr kleine Frühgeborene ca. SSW 24-28		
Nackenrolle mit Vinylbezug aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum	10 Stück	SMB310
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Nackenrolle	10 Stück	SMB310MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Nackenrolle	20 Stück	SMB310EW
Größe: Preemie (S) - für Frühgeborene > SSW 28		
Nackenrolle mit Vinylbezug aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum	10 Stück	SMB311
Baumwollbezug waschbar, für die Lagerungshilfe Nackenrolle	10 Stück	SMB311MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Nackenrolle	20 Stück	SMB311EW
Größe: Late-Term Preemie (M) - für große Frühgeborene		
Nackenrolle mit Vinylbezug aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum	10 Stück	SMB312
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Nackenrolle	10 Stück	SMB312MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Nackenrolle	20 Stück	SMB312EW
Größe: Newborn (L) - für reifgeborene Säuglinge		
Nackenrolle mit Vinylbezug aus latexfreiem, viskoelastischem Schaum	10 Stück	SMB313
Baumwollbezüge waschbar, für die Lagerungshilfe Nackenrolle	10 Stück	SMB313MW
Einwegbezüge für die Lagerungshilfe Nackenrolle	20 Stück	SMB313EW

Reflux Wedge™

Das Keillagerungskissen wurde für die einfache und sichere Oberkörperhochlagerung von früh- und reifgeborenen Säuglingen bei Reflux entwickelt. Das Keillagerungskissen wird aus dem bekannten, strapazierfähigen, latexfreien, viskoelastischen Memory-Schaum hergestellt und kann auf der einen Seite für frühgeborene und anders herum für reifgeborene Säuglinge eingesetzt werden.

Das Keilkissen passt in nahezu alle Inkubatoren- und Wärmebettchen, die verschiedenen Bezüge für das Keilkissen runden die therapeutischen Optionen ab.



Reflux Wedge™ / Bed Buddy™

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Reflux Keil-Lagerungskissen - für Frühgeborene		
Reflux Keil-Lagerungskissen abwaschbar aus vinylbeschichtetem, latexfreiem, viskoelastischem Memoryschaum, ohne Bezug	4 Stück	SMB350
Bezüge ohne Fixierungsbändchen		
Baumwollbezug für Reflux Keil-Lagerungskissen, Standard	10 Stück	SMB350MW
Einwegbezug für Reflux Keil-Lagerungskissen, Standard	20 Stück	SMB350EW
Bezüge mit Fixierungsbändchen		
Baumwollbezug mit Haltebändchen für Reflux Keil-Lagerungskissen, Standard	10 Stück	SMB350MWB
Einwegbezug mit Haltebändchen für Reflux Keil-Lagerungskissen, Standard	20 Stück	SMB350EWB

Bebe Chix™

Diese Unterlage ist zur Vorbeugung von kleinen Mißgeschicken bei Fütterungen, Blutabnahmen oder z.B. der Wickelrunde gedacht. Die Unterlage ist super weich und saugfähig und kann dadurch z.B. zum Schutz der Heavenly Foam-Matratzen™, der Cuddle-Ups™, oder dem Nest™ verwendet werden. Sparen Sie sich das Waschen! Die Unterlagen sind kostengünstig in der Anwendung und sehr praktisch.

Ob bei der Blutentnahme, Sondenfütterung oder Windelwechsel, die Bebe Chix™ schützt sicher und kostengünstig und vermeidet so unnötigen Wäschewechsel.



Unterlage Bebe Chix™

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Bebe Chix™ - besonders weiche Saugunterlagen für das kleine Mißgeschick, Größe 30,5 x 25,5 cm	80 Stück	SMB380





Medibino Neo



Medibino Neo

Die Lagerung von frühgeborenen Säuglingen stellt in der Intensivpflege eine große Herausforderung dar. Reifgeborene Babys generell, aber insbesondere Frühgeborene sind weniger aktiv und liegen häufig in einer Position. Dadurch sind bestimmte Körperstellen einer erhöhten Druckbelastung ausgesetzt. Da die Schädelknochen in den ersten Lebensmonaten noch sehr weich sind, ist der Kopf sensibel gegenüber dauerhaftem Druck.

Bei Frühgeborenen ist dies besonders kritisch, da der Schädel durch die geringe Reife bei der Geburt noch weicher ist und frühgeborene Babys häufig über mehrere Monate in der Klinik überwacht und dazu im Inkubator gelagert werden müssen. Kopfverformungen, wie Plagiozephalie, Brachyzephalie und Dolichozephalie, sind bei einseitiger Lagerung der Früh- und Reifgeborenen auf der Seite oder dem Rücken häufig die Folge.

Die Häufigkeit von Kopfverformungen bei Frühgeborenen wird in Studien mit bis zu 90% angegeben. Mit dem Medibino Neo Lagerungssystem stellen wir eine Lösung für die druckentlastende Lagerung und Stabilisierung der Kopfmittellage von Frühgeborenen und Säuglingen während eines langen Krankenhausaufenthaltes bereit.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Größe S (Frühgeborene bis 800 g)		
Gelring (90mm x 80mm x 18mm)	1 Stück	KM240211
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	KM240211K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	KM240211MW
Einwegbezug	50 Stück	KM240211EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	KM240211EW+
Größe M (Frühgeborene zwischen circa 800g and 2000g)		
Gelring (110mm x 95mm x 22mm)	1 Stück	KM240212
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	KM240212K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	KM240212MW
Einwegbezug	50 Stück	KM240212EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	KM240212EW+
Größe L (Frühgeborene über 2000g and Reifgeborene)		
Gelring (130mm x 110mm x 25mm)	1 Stück	KM240213
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	KM240213K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	KM240213MW
Einwegbezug	50 Stück	KM240213EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	KM240213EW+





Nestchenbezug

Nestchenbezug

Einteiliges Babyneest zur physiologischen Lagerung

Der Nestchenbezug bietet die Möglichkeit zur physiologischen Lagerung und ein rundherum geborgenes Gefühl. Dank des integrierten fußseitigen Klettverschlusses kann individuell auf die Bedürfnisse des Patienten eingegangen und eine optimale Lagerung erzielt werden. Das Material des Einweg-Nestchenbezuges ist ein weiches Vlies, das zusätzlich mit einer Einweg-Nestchenabdeckung vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt werden kann. Die Atmungsaktivität des Materials schützt das Kind vor unkontrollierter CO₂-Rückatmung. Der Einsatzbereich dieses Produktes lässt keine Wünsche offen! Es kann in alle Inkubatoren, Wärmebettchen und Bettchen integriert werden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
Einweg-Nestchenbezug Standard	Innenmaß 38 cm x 17 cm	10 Stück	BW50200
Einweg-Nestchenbezug klein	Innenmaß 23 cm x 17 cm	20 Stück	BW50200S
Nestchenbezug mehrteilig, waschbar	-	1 Stück	BW50204

IncuCap®

Innovative Inkubator-Abdeckungen aus High-Tex-Material

IncuCap® ist die Innovation in der Herstellung von textilen Lösungen für die Neonatologie – Made in Germany. IncuCap® wird aus einem 3-lagigen funktionellen Spezialstoff hergestellt. Im Kern sorgt eine hochelastische, atmungsaktive Membran dafür, dass die Inkubator-Abdeckung lichtdicht ist.

Das darunterliegende 3-D-Abstandsmaterial übernimmt die optimale Geräuschkämpfung, wirkt rutschhemmend und hält die Abdeckung dauerhaft in Form. Das Material zeichnet durch ein geringes Eigengewicht aus. Winzige Silberionen auf der Textilfaser lassen Krankheitserregern keine Chance. Trifft ein Keim auf die Textiloberfläche, wird die Zellphysiologie gestört, der Stoffwechsel unterbrochen und die Zelle schließlich abgetötet. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich erwiesen: Die Keimzahl auf intelligenten Stoffen ist, im Vergleich zu Textilien ohne Zusatzfunktion, um mehr als 99 % reduziert.

Auch nach 50 Waschgängen bleibt die antimikrobielle Aktivität nahezu unverändert. Der IncuCap® ist gemäß Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert, bi-elastisch, atmungsaktiv, bis 95 °C waschbar und trocknergeeignet. Das rutschhemmende Innenfutter ist farbneutral, sodass die Beurteilung des Kindes nicht beeinträchtigt wird. Der Zugang zum Kind ist flexibel und wird durch vier Seiten- und zwei Rückseitenlaschen gewährleistet.

Sie können das IncuCap® in den Farben Gelb oder Türkis bestellen. Die Bordüre ist in den Farben Lila, Blau, Rot oder Türkis erhältlich. Bitte geben Sie die gewünschten Farben bei Ihrer Bestellung an (individuelle Farben/Kombinationen auf Anfrage möglich – hierbei sind Mindestabnahmemengen gefordert!).



IncuCap®

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Atom Incu i	1 Stück	CM106181
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Atom Dual Incu i	1 Stück	CM106182
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Atom Incu Arch	1 Stück	CM106180
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Atom V-808	1 Stück	CM106183
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Dräger 8000 IC	1 Stück	CM106184
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator GE Giraffe™	1 Stück	CM106185
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Dräger Isolette® C2000	1 Stück	CM106186
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator GE Giraffe™ OmniBed™	1 Stück	CM106187
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Dräger Caleo®	1 Stück	CM106188
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Atom V-2100/V-2200, schräge Haube	1 Stück	CM106189
IncuCap®-lichtdichte Vollabdeckung für Inkubator Weyer Vita	1 Stück	CM106190
IncuCap®-lichtdichte Abdeckung für Inkubatoren, in Deckenform, ohne Rücken- und Fußlaschen, 150 x 85 cm	1 Stück	CM106210

ZUBEHÖR	VPE	ART.-NR.
Option mit Öffnung für die Phototherapie	1 Stück	CM106220



babyMUFFS®

babyMUFFS®

■ babyMUFFS® – der Gehörschutz für Säuglinge – reduziert die für das Kind hörbare Lautstärke um mehr als 7 dB.

Der Gehörschutz für Säuglinge ist einfach in der Anwendung und bietet Frühgeborenen und kranken Reifgeborenen eine stressfreie Umgebung, wodurch die Wachstumsbedingungen für die kleinen Patienten erheblich verbessert werden. Die Hydrogelfixierung schützt die empfindliche Haut des Reifgeborenen und schafft dadurch ein angenehmes Tragegefühl. Die babyMUFFS® können ideal zur Reduzierung des akustischen Stresses im Inkubator, zur Einhaltung der DIN EN 13976-2 beim Transport sowie bei Untersuchungen eingesetzt werden.

Der Gehörschutz für Säuglinge unterstützt die optimale entwicklungsfördernden Pflege bei Frühgeborenen.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
Gehörschutz babyMUFFS® paarweise einzeln verpackt	Innenmaße: L 37,5 mm x B 28 mm x H 5,5 mm	36 Paar	NA420001/1



MatraceCover

MatraceCover

■ MatraceCover ist ein Einweg-Spannbettlaken speziell für Inkubatoren- und Wärmebettmatratzen und wurde als Beitrag zur Verbesserung der Hygiene auf neonatologischen Intensivstationen entwickelt.

Das neue Einweg-Spannbettlaken für alle gängigen Inkubatoren- und Wärmebettmatratzen setzt Maßstäbe im Hinblick auf Liegekomfort, Umweltverträglichkeit, Kostenbewusstsein und Handling. Das biologisch voll abbaubare Baumwollmaterial ist atmungsaktiv und hautsympathisch. Durch die besondere Passform und den Gummizug werden Falten unter dem Reifgeborenen vermieden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Einweg-Spannbettlaken MatraceCover (unsteril) für Inkubatormatratze Atom V-808/Dual Incu i/Incu i	50 Stück	CM208020
Einweg-Spannbettlaken MatraceCover (unsteril) für Inkubatormatratze Dräger/Airshield Isolette® C-2000/8000	50 Stück	CM208200
Einweg-Spannbettlaken MatraceCover (unsteril) für Inkubatormatratze GE Giraffe™/Omnibed™/ Atom Infa Warmer i/Dräger Caleo®	50 Stück	CM208300

BiliTex®

■ Nicht nur wirksam, sondern auch geborgen und stabil mit unserer speziell für die Phototherapie entwickelten Lagerungshilfe BiliTex®. Insbesondere während den Therapiephasen neigen die kleinen Patienten aufgrund von fehlendem Muskeltonus sowie unbegrenzter Umgebung zu Streckmustern und fahigen, suchenden Bewegungen, die viel Kraft kosten. Mit der Lagerungshilfe BiliTex® erfährt das Frühgeborene auch während der Therapie eine sichere und flexible Umgebung, die es ihm ermöglicht, in eine entspannte Lage zu kommen. Das innovative textile Material verfügt über eine besondere Maschenstruktur, die zu 85% durchlässig für das hochintensive Strahlenspektrum ist. Darüber hinaus ist das Gewirk sehr weich und atmungsaktiv - über einen flexiblen Verschluss (Velcro®) lässt sich die jeweilige Größe individuell einstellen. Dieses Produkt haben wir in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Tübingen entwickelt. Die neonatologische Station orientiert sich dabei an dem entwicklungsfördernden und individualisierten Ausbildungsprogramm NIDCAP, dessen wegweisende Richtlinien aufgegriffen wurden.



BiliTex®

- Innovatives Textilgewirk mit 85% Durchlässigkeit für die intensive Phototherapie im Wellenlängenbereich von 450 - 470 nm
- Spezielle Passform mit geschlossenem, elastischen Fußteil sorgt für flexible Begrenzung
- Arm- und Schulterpartie mit individuell einstellbarer Lasche unterstützt Orientierung zur Körpermittellinie
- Einfaches Handling durch flexiblen Velcro® Verschluss
- Atmungsaktiv und temperatúrausgleichend
- Farbcodierung ermöglicht einfache Zuordnung der Größen
- Einzeln verpackt / 100% PES / 10er Pack je Größe
- Geprüft und zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100
- Entwickelt und hergestellt in Deutschland


Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
BiliTex® - lichtdurchlässiger Wickel, einweg, <800g, grün	S	10 Stück	CN501100
BiliTex® - lichtdurchlässiger Wickel, einweg, 800g-1200g, blau	M	10 Stück	CN502100
BiliTex® - lichtdurchlässiger Wickel, einweg, 1200g-2000g, pink	L	10 Stück	CN503100
BiliTex® - lichtdurchlässiger Wickel, einweg, 2000g-3000g, orange	XL	10 Stück	CN504100
BiliTex® - lichtdurchlässiger Wickel, einweg, >3000g, gelb	XXL	10 Stück	CN505100
BiliTex® - lichtdurchlässiger Wickel, einweg, oneseize 60x60cm, weiß	Oneseize (60x60 cm)	10 Stück	CN506100



MAM Preemie & Comfort™

Frühchen und Neugeborene haben sehr spezielle Bedürfnisse, die herkömmliche Schnuller häufig nicht erfüllen können. Deshalb stecken 7 Jahre intensiver Forschung und Entwicklung in den Premies und Comfort™. Die Schnuller für Frühchen und Neugeborene wurden in Zusammenarbeit mit Expert*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen perfektioniert. Das Resultat ist eine einzigartige einteilige Konstruktion aus 100% Silikon, die den speziellen Anforderungen im Klinikalltag entspricht und optimal alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die Premies sind in zwei Größen erhältlich und nur für den Klinikgebrauch bestimmt.



Abbildungen 1



Abbildungen 2

- Die einteilige Konstruktion des Comfort™ garantiert maximale Sicherheit
- Das kleine Schilddesign bietet Beatmungsmasken und anderen medizinischen Geräten mehr Platz (siehe Abbildungen 1)
- Durch das geringe Gewicht sowie die Größe werden Lippen- und Zungenmuskulatur nicht überfordert (siehe Abbildungen 2)
- Das besonders kleine Saugteil wird von den Babys sehr gut angenommen und ist optimal an die speziellen Bedürfnisse von Früh- & Reifgeborenen angepasst
- Durch die symmetrische Form liegen beide Schnullertypen immer richtig im Mund und vereinfachen dadurch auch das Handling für das Klinikpersonal



MAM Preemie

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
PREEMIE Schnuller für Frühchen, Gr. 1 (< 1000 g)	10 Stück	MM014140
PREEMIE Schnuller für Frühchen, Gr. 2 (900-1500 g)	10 Stück	MM014141
Comfort™ Schnuller für Früh- und Neugeborene, Gr. 1 (>1.400g)	10 Stück	MM014142

Lil' Patee® & Nu'Patee®

Schnuller für Frühgeborene ab der 33 Schwangerschaftswoche

Die beiden Patee Sauger bestehen zu 100% aus Silikon und sind in einem Stück gefertigt. Die 6 großen Belüftungslöcher machen ihn zum sichersten Schnuller. Sie haben eine tiefe V-Form für die enterale Sondenernährung und eine flache Vertiefung für nasale CPAP Beatmung. Die Schnuller bestehen aus einem sehr weichen Silikon, das sich leicht zusammenziehen lässt, um das nahrhafte Saugen zu imitieren, ohne das Baby zu ermüden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Lil' Patee® - Schnuller für Frühgeborene zwischen 26-32 Woche (Farbe: pink)	100 Stück	SMB15A
Nu' Patee® - 33. Woche bis zu den ersten Zähnen (Farbe: türkis)	100Stück	SMB15B



Nu' Patee® & Lil' Patee®

MAM Start

Der Einsteiger-Schnuller für alle Reifgeborenen hat ein speziell angepasstes und sehr kleines Schnullerschild. Der Sauger aus hautweichem Silikon ist kiefergerecht dem natürlichen Saugverhalten des Kindes angepasst. Die symmetrische Form hilft, Fehlstellungen des Kiefers zu vermeiden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
MAM Start Schnuller für Reifgeborene	100 Stück	MM014103



MAM Start



Sucrose 24%

Sucrose 24%

24%ige sterile Saccharose-Wasser-Lösung, zur Beruhigung und Schmerzlinderung von Säuglingen bis zu 6 Monaten

Die Lösung ist in einer 2,2ml Applikationspipette verpackt, die als Einmal-Dosis gedacht ist. Sie enthält keine Konservierungsstoffe, daher sind Langzeitwirkungen auf Grund einer Kumulation von Konservierungsstoffen ausgeschlossen. Sucrose 24% kann prädestiniert in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivstation, der IMC, auf pädiatrischen Stationen, im Kinderambulanzbereich und der Kinderarztpraxis eingesetzt werden. Die Wirkung ist wissenschaftlich bestätigt.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Sucrose 24%, destilliertes Wasser Trinklösung, steril, ohne Konservierungsmittel, Einzelportionen à 2,2ml	60 Stück	CM105301/1



Cuddle Buns®

Cuddle Buns®

Spezialwindeln für Frühgeborene – umweltfreundlich ohne Gelkern


Cuddle Buns® sind speziell für Frühgeborene konzipierte Windelhöschen und in drei Größen erhältlich. Sie verfügen über eine größengerechte, besonders absorptionsstarke Aufnahmezone, ohne dass ein spezieller Gelkern eingesetzt ist. Der Zuschnitt ist so gemacht, dass die Hüften des Kindes nicht belastet werden, der Nabelbereich ist ausgeschnitten, damit der empfindliche Nabel bzw. Nabelkatheter etc. geschont werden. Die farbcodierten Verpackungen ermöglichen eine einfache Größenorientierung auf den ersten Blick. Alle Windeln sind latexfrei.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
Cuddle Buns®-Windelhöschen für Frühgeborene	XS = < 1100 g (ca. 55ml Absorption)	360 Stück	NA0111
Cuddle Buns®-Windelhöschen für Frühgeborene	S = 1100–2050 g (ca. 70ml Absorption)	360 Stück	NA0110
Cuddle Buns®-Windelhöschen für Frühgeborene	L = 1850–2750 g (ca. 100ml Absorption)	360 Stück	NA0112

High-Flow-Nasenkanülen

Die ultraweichen NeoFlow High-Flow-Nasenkanülen bieten einige Fixierungs- und Befestigungsoptionen.




Nasenkanüle



Fixierungspads



Verbesserte Konnektivität zu F&P- und VapoTherm® Beatmungsschlauchsystemen.



Die verstellbaren Auflagepolster sind in 2 Größen erhältlich und werden mit hypoallergenem weichem 3M™-Band aus medizinischem Acryl/Silikon befestigt.



Farblich gekennzeichnete Schablone zur Größenbestimmung.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
NeoFlow High-Flow Kanüle für Frühchen inkl. Fixierungspads, 1-8L/min, ROT	20 Stück	AQ102955
NeoFlow High-Flow Kanüle für Neonaten inkl. Fixierungspads, 1-8L/min, GELB	20 Stück	AQ102956
NeoFlow High-Flow Kanüle für Neugeborene inkl. Fixierungspads, 1-10L/min, LILA	20 Stück	AQ102957
NeoFlow High-Flow Kanüle für große Neugeborene inkl. Fixierungspads, 1-20L/min, DUNKEL-LILA	20 Stück	AQ102958
NeoFlow High-Flow Kanüle für Kinder inkl. Fixierungspads, 1-25L/min, GRÜN	20 Stück	AQ102959
NeoFlow Ersatz-Fixierungspads EXTRA-KLEIN für High-Flow Kanülen mit 3,8mm-Leitung (ROT, GELB, LILA)	10 Stück	AQ102961
NeoFlow Ersatz-Fixierungspads STANDARD für High-Flow Kanülen mit 3,8mm-Leitung (ROT, GELB, LILA)	10 Stück	AQ102960
NeoFlow Ersatz-Fixierungspads STANDARD für High-Flow Kanülen mit 5mm-Leitung (DUNKEL-LILA, GRÜN)	10 Stück	AQ102962



Neo-Tee®

Neo-Tee®

Respiratorisches Erstversorgungsschlauchsystem zur PIP-Beatmung ohne Investitionskosten

Die ultimative Verbesserung in der Beatmung mit positivem inspiratorischem Druck (PIP), Ihre Augen bleiben auf dem Kind – und dem Druck. Einfache Vorwahl des PIP. Wir können Ihnen das erste richtlinienkonforme Einweg-T-Stück-PIP-Beatmungsgerät anbieten, ohne dass Sie Geld in ein teures Beatmungsgerät investieren müssen – ein Schlauchsystem benötigen Sie ohnehin! Das Schlauchsystem Neo-Tee® ist flowgesteuert und druckbegrenzt. Es bietet die Möglichkeit, den Spitzendruck konstant einzustellen, präzise zu überwachen und dadurch optimal sicherzustellen. Neo-Tee® nimmt Ihnen den ermüdenden Einsatz des Beatmungsbeutels ab, ob bei der Erstversorgung oder auf der Intensivstation beim Schlauchwechsel!

Erschwingliche PIP-Beatmung für jedes Intensivbett in der Neonatologie – Ihren kleinen Patienten zuliebe. Das Schlauchsystem Neo-Tee® verfügt über ein integriertes Druckmanometer, das „direkt am Patienten“ kontrolliert, welcher Atemwegsdruck dem Patienten verabreicht wird. Neben dem Kind bleibt so immer auch der Druck im Blickfeld des Arztes. Wir alle wollen die beste Versorgung für die kleinen Patienten, aber die Budgets für Investitionsgüter werden radikal reglementiert. Neo-Tee® ermöglicht an jedem Intensivbett die beste Versorgung für Ihre Kinder beim Schlauchsystemwechsel. Kostengünstig und effektiv.

- Kein Umgreifen erforderlich – der neue proximale PIP-Regler ermöglicht dem Arzt, während der Erstversorgung den Atemwegsdruck nah am Patienten einzustellen
- PEEP und PIP regelbar, druckbegrenzt

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Neo-Tee® – respiratorisches Erstversorgungsschlauchsystem flowkontrolliert, druckbegrenzt für Kinder (richtlinienkonform), ohne Maske, mit proximalem PIP-Controller und Sicherheitsüberdruckventil, T-Stück mit PEEP-Einstellung und Manometer 0-40cm H ₂ O, Einweg	10 Stück	MY150810
Neo-Tee®- Respiratorisches Erstversorgungsschlauchsystem flowkontrolliert, druckbegrenzt für Kinder (richtlinienkonform), mit anatomischer Maske klar und proximalem PIP- Controller und Sicherheitsüberdruckventil, T-Stück mit PEEP Einstellung und Manometer 0-40cm H ₂ O, Einweg	10 Stück	MY150811
Neo-Tee® – respiratorisches Erstversorgungsschlauchsystem zur Anwendung am Perivent™/ NeoPiP™ etc. mit patientennaher Druckmessung durch ein Manometer 0-40cm H ₂ O und T-Stück mit PEEP-Einstellung, ohne Maske, Einweg	10 Stück	MY150806
PIP-Patientenschlauchsystem in BioCote®-Technologie inkl. T-Stück zur respiratorischen Erstversorgung mit regelbarer, gerasterter PEEP-Einstellung, ohne Maske zur Anwendung am Perivent™/NeoPiP™ etc.	20 Stück	AQ100910
AquaVENT® PIP- Patientenschlauchsystem inkl. T-Stück zur respiratorischen Erstversorgung mit regelbarer, gerasterter PEEP Einstellung, ohne Maske, 150cm,	20 Stück	AQ100912
AquaVENT® PIP- Patientenschlauchsystem (beheizt) (120cm) inkl. T-Stück zur respiratorischen Erstversorgung mit regelbarer, gerasterter PEEP Einstellung, und selbstbefüllender Befeuchterkammer ohne Maske	20 Stück	AQ100911
Runde Masken		
Runde Silikon Maske Einweg, Ultra Preemie 35mm (000); für Resusci Flow™/Perivent/Neo-Tee® Schlauchsysteme/Beatmungsbeutel	10 Stück	MY1550612
Runde Silikon Maske Einweg, Preemie 42mm (00); für Resusci Flow™/Perivent/Neo-Tee® Schlauchsysteme/Beatmungsbeutel	10 Stück	MY1550609
Runde Silikon Maske Einweg, Größe 0; für Resusci Flow™/Perivent/Neo-Tee® Schlauchsysteme/Beatmungsbeutel, Außendurchmesser 50mm	10 Stück	NF90160
Runde Silikon Maske Einweg, Größe 1; für Resusci Flow™/Perivent/Neo-Tee® Schlauchsysteme/Beatmungsbeutel, Außendurchmesser 60mm	10 Stück	NF90161
Runde Silikon Maske Einweg, Größe 2 (Pädiatrie) für Beatmungsbeutel, Innendurchmesser 48mm	10 Stück	NF90162
Anatomische Masken		
Anatomische Silikon Maske Einweg, Ultra Preemie 37mm (000) für Resusci Flow™/Perivent/Neo-Tee® Schlauchsysteme/Beatmungsbeutel	10 Stück	MY1550611
Anatomische Silikon Maske Einweg, Preemie 43mm (00) für Resusci Flow™/Perivent/Neo-Tee® Schlauchsysteme/Beatmungsbeutel	10 Stück	MY1550610
Anatomische Silikon Maske Einweg, klein, klar für Erwachsene	30 Stück	NF90164
Anatomische Silikon Maske Einweg, groß, klar für Erwachsene	30 Stück	NF90163
Anatomische Silikon Maske Einweg, Größe 0, für NeoPEEP™/Perivent/ Neo-Tee® Schlauchsysteme zur PIP Beatmung bei der Erstversorgung	20 Stück	NF90170
Anatomische Silikon Maske Einweg, Größe 1, für NeoPEEP™/Perivent/Neo-Tee® Schlauchsysteme zur PIP Beatmung bei der Erstversorgung	20 Stück	NF90171
Anatomische Silikon Maske Einweg, Größe 2, für NeoPEEP™/Perivent/Neo-Tee® Schlauchsysteme zur PIP Beatmung bei der Erstversorgung	20 Stück	NF90172

Mini Whiskers®

Die selbstklebende, hautschonende Kombinationsfixierung Mini Whiskers®, bestehend aus Hydrokolloid und Klettband, macht es möglich, Sauerstoffbrillen sanft und effektiv am Säugling zu befestigen.

Mini Whiskers® kann für die angenehme Befestigung von Sauerstoffbrillen bei Säuglingen, aber auch für die effektive und schonende Befestigung von Sonden bei Früh- und Reifgeborenen sowie größeren Kindern eingesetzt werden. Eine Karte mit Klettverschlussfixierungen ist im Lieferumfang enthalten.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
Mini Whiskers® Sondenfixierung	eine Größe für alle Kinder	20 Stück	BEMW100

VPE: Verpackungseinheit



Mini Whiskers®

Sticky Whiskers®

Die selbstklebende, hautschonende Kombinationsfixierung Sticky Whiskers® wird aus Hydrokolloid und Klettband hergestellt. Sie eignet sich hervorragend zur sanften und effektiven Befestigung von Sauerstoffbrillen und Sonden jeder Art bei Früh- und Reifgeborenen. Auch bei größeren Kindern kann die schonende Kombinationsfixierung für Sauerstoffbrillen verwendet werden.

Sticky Whiskers® gewährleistet, dass die Sauerstoffbrille direkt unter der Nase des Kindes mit einem weichen, extraflachen Klettverschluss sicher fixiert ist. Eine Karte mit Klettverschlussfixierungen wird mitgeliefert.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.
Sticky Whiskers® Sondenfixierung	eine Größe für alle Kinder	25 Stück	BESW102

VPE: Verpackungseinheit



Sticky Whiskers®



Cannulaide®

Cannulaide®

■ Cannulaide® ist eine Hydrokolloid-Fixierung, welche jedoch auch zusätzlich zur Leckageabdichtung verwendet werden kann. Cannulaide® wird hauptsächlich bei Kindern verwendet, die mit nCPAP versorgt werden müssen. Die Hydrokolloid-Fixierung ist in fünf Größen erhältlich, so kann für jedes Kind eine optimale Passform gewährleistet werden.


Durch Cannulaide® werden die Prongs zuverlässig im Lumen der Nasenlöcher positioniert, wodurch Schäden an der Nasenscheidewand oder den Nasenschleimhäuten verhindert werden. Der wesentliche Vorteil bei der Verwendung von Cannulaide® ist, dass zur Abdichtung des nCPAP-Beatmungssystems nun nicht mehr die größtmöglichen Prongs gewählt werden müssen. Denn die Hydrokolloid-Fixierung dichtet die Nase des Kindes bis zu den Prongs ab. Dadurch kann der Flow zum Kind reduziert werden, ohne dass der Druck am Kind sinkt und Bauchprobleme auftreten.

Cannulaide® kann für alle bekannten Marken von nasalen Prongs eingesetzt werden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
Cannulaide® Hydrokolloid-Fixierung für Kinder, Größe 0	< 700 g	25 Stück	BECA100
Cannulaide® Hydrokolloid-Fixierung für Kinder, Größe 1	700–1250 g	25 Stück	BECA101
Cannulaide® Hydrokolloid-Fixierung für Kinder, Größe 2	1250–2000 g	25 Stück	BECA102
Cannulaide® Hydrokolloid-Fixierung für Kinder, Größe 3	2000–3000 g	25 Stück	BECA103
Cannulaide® Hydrokolloid-Fixierung für Kinder, Größe 4	> 3000 g	25 Stück	BECA104
Cannulaide® Probepackung mit verschiedenen Größen	3 x Größe 0 7 x Größe 1 10 x Größe 2 3 x Größe 3 2 x Größe 4	25 Stück	BECA110

VPE: Verpackungseinheit



Tender Grip®

Tender Grip®

Selbstklebende, hautschonende Fixierungen

■ Die selbstklebenden, hautschonenden Fixierungen Tender Grip® werden aus hautgetöntem Acrylmaterial hergestellt und eignen sich hervorragend zur sanften und effektiven Befestigung von Sauerstoffbrillen und Sonden jeglicher Art bei Früh- und Reifgeborenen. Auch bei größeren Kindern und Erwachsenen kann die schonende Fixierung für Sauerstoffbrillen verwendet werden.

Tender Grip® werden in der Regel an den Wangen des Patienten angebracht, um die Sauerstoffbrillen in Position zu halten. Eine interne Lasche ermöglicht die exakte Fixierung der Kanüle, ohne die Fixierung von der Haut lösen zu müssen!

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
Tender Grip® hautfreundliches Fixierpflaster für Sauerstoffbrillen und Sonden aller Art bei Kindern/ Erwachsenen mit abziehbarer Folienfixierung und Klettverschlussfixierungen	universal	25 Paare	BESW180

VPE: Verpackungseinheit

Septal-H™

Die Septal-H™ - Kohlenwasserstoffbasis ist hautfreundlich und ermöglicht das einfache Positionieren der Kanüle. Verwenden Sie Septal-H als Absicherungsvorrichtung oder als Hautbarriere, wenn Sie es ohne Klettverschluss verwenden. Septal-H verhindert das Ablösen der Epidermis, ist latexfrei und hinterlässt keine Hautreste.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Septal-H™ Preemie, Fixierung von High-Flowbrillen und nCPAP-Schnittstellen mit Septumschutz, für Frühgeborene	20 Stück	WM107100
Septal-H™ Neonatal, Fixierung von High-Flowbrillen und nCPAP-Schnittstellen mit Septumschutz, für Reifgeborene	20 Stück	WM107110
Septal-H™ Infant, Fixierung von High-Flowbrillen und nCPAP-Schnittstellen mit Septumschutz, für Säuglinge	20 Stück	WM107120
Septal-H™ Pediatric, Fixierung von High-Flowbrillen und nCPAP-Schnittstellen mit Septumschutz, für Kinder	20 Stück	WM107130

VPE: Verpackungseinheit



Septal-H™

Strapette™

Als Kliniker auf der neonatologischen Intensivstation sind Sie sich der vielen Schwierigkeiten bewusst, mit denen Geräte an Säuglingspatienten befestigt werden. Capette™ und Strapette™ lösen dieses Problem effektiv. Beide Produkte sind kleberfrei und schützen die Säuglinge vor Hautschäden. Sie verfügen über ein Standard-Kopfband, das sich leicht anbringen lässt und Schlauchbefestigungen, die überall angebracht werden können, um den verwendeten Schlauch festzuhalten. Das Kopfband und die Schlauchbefestigungen können in Sekundenschnelle für eine effizientere Montage eingestellt werden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Strapette™ Fixierung für Frühgeborene, Kopfband mit kurzen Schlauchhaltebändern zur Fixierung von High-Flowbrillen	10 Stück	WM107210
Strapette™ Fixierung für Frühgeborene, Kopfband mit langen Schlauchhaltebändern zur Fixierung von nCPAP/CPAP-Schnittstellen	10 Stück	WM107200
Strapette™ Fixierung für Reifgeborene, Kopfband mit kurzen Schlauchhaltebändern zur Fixierung von High-Flowbrillen	10 Stück	WM107230
Strapette™ Fixierung für Reifgeborene, Kopfband mit langen Schlauchhaltebändern zur Fixierung von nCPAP/CPAP-Schnittstellen	10 Stück	WM107220

VPE: Verpackungseinheit



Strapette™

Capette™

Capette™ wurde für die kleinsten Reifgeborenen und Kleinkinder entwickelt und wird mit einer zweilagigen Baumwollmütze geliefert, um sie warm zu halten. Strapette™ ist für Säuglinge und Pädiatrie gedacht und hat einen sehr weichen und klebrigen Schaum auf der Innenseite, der angenehm auf der Haut sitzt. Zusammen bieten Capette™ und Strapette™ in allen Szenarien eine effektivere Röhrenunterstützung mit weniger Risiko für Hautschäden bei Reifgeborenen und pädiatrischen Patienten.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Capette™ Fixierung für Frühgeborene bis 800g, Mütze mit Kopfband und kurzen Schlauchhaltebändern	10 Stück	WM107310
Capette™ Fixierung für Frühgeborene bis 800g, Mütze mit Kopfband und langen Schlauchhaltebändern	10 Stück	WM107300
Capette™ Fixierung für Frühgeborene von 800g bis 1.500g, Mütze mit Kopfband und kurzen Schlauchhaltebändern	10 Stück	WM107330
Capette™ Fixierung für Frühgeborene von 800g bis 1.500g, Mütze mit Kopfband und langen Schlauchhaltebändern	10 Stück	WM107320
Capette™ Fixierung für Frühgeborene über 1.500g, Mütze mit Kopfband und kurzen Schlauchhaltebändern	10 Stück	WM107350
Capette™ Fixierung für Frühgeborene über 1.500g, Mütze mit Kopfband und langen Schlauchhaltebändern	10 Stück	WM107340

VPE: Verpackungseinheit



Capette™



BiliCare™

BiliCare™

Nichtinvasive Bilirubin-Messung für Säuglinge

Um genaue Messergebnisse erzielen zu können, muss BiliChek® vor jeder Bilirubinbestimmung kalibriert werden. Dazu werden die Kalibrationskappen BiliCal™ verwendet. Die Einweg-Kalibrationskappen sind aus Kunststoff hergestellt und schützen das Bilirubinmessgerät sicher vor Kreuzinfektionen.

Das transkutante Bilirubin-Messgerät der nächsten Generation

Einfach für den Benutzer & angenehm für den Säugling

- Reduziert die Anzahl der invasiven Blutentnahmen durch nichtinvasive, bettseitige Messung des Bilirubins
- Erfordert nur eine einzige Messung pro Bilirubinbestimmung

Die LED-Technologie reduziert Anwendungsabweichungen und Wartungsanforderungen

- Weniger empfindlich gegenüber Bewegungsartefakten und Messunterschieden durch die Anwender
- LEDs verschlechtern sich nicht im Laufe der Zeit und machen eine routinemäßige Gerätekalibration überflüssig

Fortschrittliche Technologie für genaue Messungen

Geschwindigkeit und Komfort

- Reduziert die Anzahl der Blutuntersuchungen über Fersenpunktion
- Wert kann durch eine Messung oder den Durchschnitt von 2-3 Messungen ermittelt werden
- Kann mit oder ohne Eingabe der Pat.-Nr.: des Säuglings/der Mutter verwendet werden
- Großes und übersichtliches Display für einfache Bedienung
- Resistiver Touchscreen kann mit oder ohne Handschuhe bedient werden
- Die menügesteuerte Benutzeroberfläche minimiert den Schulungsbedarf und erleichtert die Nutzung durch mehrere Pflegekräfte
- Speicher für bis zu 40 Messungen, spart Zeit beim Abschreiben und Vergleichen von Ergebnissen
- Die optionale Eingabe von Patienten- bzw. Anwenderdaten, erleichtert die Qualitätssicherung und Auditierung der Abteilung
- Barcode-Scanner für die schnelle und genaue Erfassung der Anwender bzw. Patienten-Daten

Genauigkeit

- Das BiliCare™ System wurde in klinischen Studien validiert und liefert Ergebnisse, die mit der blutigen Messung des Bilirubins vergleichbar sind
- Reproduzierbarkeitstests bestätigen zuverlässige Ergebnisse

Niedrige Betriebskosten

- Das BiliCare™ System kann zur Verhinderung von Kreuzinfektionen mit Einwegspitzencover verwendet werden
- LEDs benötigen keine routinemäßige Kalibrierung, was die Wartung und die damit verbundenen Kosten minimiert
- Langlebiger, wiederaufladbarer Akku mit Ladestation ermöglicht längere Nutzung und einfaches Aufladen



Messen mit BiliCare™

Reifgeborenenengelbsucht kommt regelmäßig vor und muss sorgfältig überwacht werden, damit sich die Hyperbilirubinämie nicht zum Kernikterus auswächst. Die frühzeitige Messung des Bilirubinspiegels wird durch die Richtlinien empfohlen, weil ggfs. frühzeitig interveniert werden kann.

Allerdings will man den Säugling nicht ständig mit Fersenpunktionen traumatisieren, was ein universelles Screening erschwert. BiliCare™ bietet eine kindgerechte, schonende Möglichkeit ohne Fersenpunktion ein kosten- und zeit-effektives Screening aller Säuglinge einer Abteilung zu etablieren.

BiliCare™ – das transkutane Bilirubin-Messgerät

Das BiliCare™ System misst den Bilirubinspiegel mit einer patentierten Technologie, die genaue Ergebnisse liefert. Die Technologie basiert auf der Spektroskopie. Das System misst den transkutanen Bilirubinspiegel des Reifgeborenen, indem es Licht mit verschiedenen Wellenlängen durch die Ohrmuschel sendet. Die Menge des vom Bilirubin absorbierten Lichts wird nach einem speziell angepassten Algorithmus berechnet.

- Weniger empfindlich gegenüber Bewegungsartefakten
- Unempfindlich gegen Druckunterschiede oder Winkeländerungen des Geräts

Der LED-Vorteil

LEDs verschlechtern ihre Lichtintensität nicht über Zeit. Es entsteht keine Verschiebung in der Leistung- bzw. in der Wellenlänge der LED's, sodass keine Routinekalibration erforderlich ist. Die optionale Kalibration ermöglicht es dem Benutzer, die Leistungsfähigkeit des Systems auf Wunsch zu überprüfen und zu bestätigen. Die Kalibration ist schnell und einfach und liefert sofortige Ergebnisse.

Kommunikationsmerkmale

BiliCare™ enthält Connectivitätsfunktionen, sodass man das System mit einem PC und/oder einem KIS über HL-7 verbinden kann

BiliCare™ Viewer

Einzigartige S/W, die die Ergebnisse in Tabellen und Diagrammen anzeigt. Diese können gedruckt und exportiert werden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.
BiliCare™ Nicht-invasive, transkutanen Bilirubinwertbestimmung Komplettsystem	NA810300-1
BiliCare™ Einweg Infektionspräventions-Tip zur Verhinderung von Kreuzinfektionen bei wechselnden Patienten	NA370130
BiliCare™ Kalibrierspitzen	NA380100



biliSAVE®

Jeder, der Kinder während der Phototherapie betreut hat, kennt die Situation: Die Kinder sind unruhig und ständig verrutscht der Augenschutz.

Die Augen der Kinder sind gefährdet! Parallel ist der Kopf aber ein wichtiger Bestrahlungsbereich – er hat eine große Oberfläche und kann somit effektiv den Abbau des Bilirubins unterstützen.

Die Lösung dieses Problems ist einfach: biliSAVE®. Das spezielle Y-Design der Haltebänder gewährleistet, dass der Augenschutz dauerhaft, sicher und bequem am Kopf des Kindes anliegt.

Das weiche, atmungsaktive Material und die Griffflaschen ermöglichen ein einfaches Justieren und sind, bis auf die lichtdichten Augenpads, durchlässig für die Bestrahlung. Die Klettverschlüsse können individuell verstellt werden – Klebepunkte am Kopf des Kindes sind nicht notwendig! So passt sich biliSAVE® jeder Kopfform an und gewährleistet neben einem effektiven Schutz der Augen eine größtmögliche Bestrahlungsoberfläche. biliSAVE® ist latexfrei.



biliSAVE®

- Patentiertes, atmungsaktives Material minimiert das Risiko von Hautreizungen
- Latexfrei
- Medizinprodukt Klasse 1
- Höchster Tragekomfort – weich und kuschelig am Köpfchen des Kindes
- Lichtdichte Augenpads aus 100% Baumwolle mit schwarzem und blauem Bindegewebe
- Sicher haftender, nicht aufragender Klettverschluss aus Nylon

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Augenschutz biliSAVE® Größe S - für Kopfumfang 20 - 28cm	50 Stück	NA421644/1
Augenschutz biliSAVE® Größe M - für Kopfumfang 24 - 33cm	50 Stück	NA421643/1
Augenschutz biliSAVE® Größe L - für Kopfumfang 30 - 38cm	50 Stück	NA421642/1



Blutdruckmanschette Größe 1

Blutdruckmanschetten für einen Patienten

Unsere Einweg Blutdruck Manschetten bieten besten Komfort und eine sichere Blutdruckmessung vom Neonaten bis zum erwachsenen Patienten.

Jeder Anwendungsbereich hat seine spezifischen Produktmerkmale: bei unseren Kleinsten sind die Merkmale weich, anschmiegsam, hautschonend - mit unvergleichlichem Tragekomfort, für Erwachsene bieten wir hohe Strapazierfähig- und Haltbarkeit bei angenehmen Tragekomfort.

Diese Leistungsmerkmale vereinen alle Anwendungsbereiche: sichere und exakte Blutdruckbestimmung ohne Risiko der Kreuzinfektion. Auch die Anwender freuen sich, gehören doch nun die lästigen Reinigungsarbeiten der wiederverwendbaren Manschetten endlich der Vergangenheit an, zur Vereinfachung der Anwendung sind die Manschetten farbcodiert.


Für unsere Kleinen gibt es größenspezifisch lustige Tiermotive. Unsere Blutdruckmanschetten sind mit abgerundeten Kanten ausgestattet, und weisen ein verjüngtes Ende zum besseren Anlegen auf. Sie werden zu 100% leakage-geprüft und sind erhältlich mit allen gängigen Konnektoren, bitte sprechen Sie hierzu gerne Ihren Medizinprodukteberater vor Ort oder unseren Kundenservice an.

Produktdetails:

- Weich und komfortabel
- Medizinprodukt Klasse 1
- PVC frei
- DEHP frei
- Latex frei
- Für einen Patienten

Erhältliche Anschlüsse:

- A11: Für GE, Protocol, Marquette
- A05: Für Philips, Siemens, Datascope, Colin
- A26: Für Welch-allyn
- A45: Für Philips (Standardanschluss)
- A118: Für Dräger



Größe 1

Größe 2

Größe 3

Größe 4

Größe 5

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART. - NR.
Blutdruckmanschette, soft, Einweg für Philips (Bajonettverschluss A45) Gr. 1 Seepferdchen 3-6cm	24 Stück	PM1866S/A45
Blutdruckmanschette, soft, Einweg für Philips (Bajonettverschluss A45) Gr. 2 Pinguin 4-8cm	24 Stück	PM1868S/A45
Blutdruckmanschette, soft, Einweg für Philips (Bajonettverschluss A45) Gr. 3 Wal 6-11cm	24 Stück	PM1870S/A45
Blutdruckmanschette, soft, Einweg für Philips (Bajonettverschluss A45) Gr. 4 Bär 7-14cm	24 Stück	PM1872S/A45
Blutdruckmanschette, soft, Einweg für Philips (Bajonettverschluss A45) Gr. 5 Pferd 8-15cm	24 Stück	PM1873S/A45

gentleheel®

Das Inzisionssystem gentleheel® ist speziell für die Fersenblutabnahme bei Reifgeborenen entwickelt worden und ermöglicht im Gegensatz zu den herkömmlichen Lanzetten eine in Tiefe und Länge standardisierte bogenförmige Inzision oberhalb der empfindlichen Nervenfasern. Die dadurch hochwertige und qualifizierte Inzision ist für den Säugling so gut wie schmerzfrei.

Außerdem werden durch das Inzisionssystem gentleheel® Blutergüsse vermieden, wodurch eine schnelle, unproblematische Wundheilung gewährleistet wird. Zudem sind die entnommenen Blutproben frei von Gewebeverunreinigungen.

Die automatische Rückzugsfunktion der Klinge zurück ins Gehäuse verhindert, dass die Lanzette ein zweites Mal verwendet wird, und schützt vor versehentlichen Verletzungen.

Darüber hinaus bringt das Inzisionssystem weitere Vorteile mit sich:

- Neues ergonomisches Design zur vereinfachten Anwendung
- Visuelle Sicherheitsindikatoren weisen auf die Inzisionsseite hin
- Farbkodierte Gehäuse zur vereinfachten Auswahl der richtigen Tiefe des Inzisionssystems

Das Inzisionssystem gentleheel® unterstützt Sie bei der unkomplizierten Fersenblutabnahme bei Reifgeborenen.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
gentleheel®-Inzisionssystem für Reifgeborene von Geburt bis ca. 6. Monate	Inzisionstiefe: 1,00 mm Inzisionslänge: 2,50 mm	50 Stück	CM108000
gentleheel®-Inzisionssystem für Frühgeborene bis 3500 g	Inzisionstiefe: 0,85 mm Inzisionslänge: 1,75 mm	50 Stück	CM108001
gentleheel®-Inzisionssystem für kleine Frühgeborene < 1000 g	Inzisionstiefe: 0,65 mm Inzisionslänge: 1,40 mm	50 Stück	CM108002
gentleheel®-Inzisionssystem für Kinder > 9 kg	Inzisionstiefe: 2,00 mm Inzisionslänge: 3,00 mm	50 Stück	CM108003



gentleheel®



Bebeonkers®



Webeonkers® für Ultra-Frühgeborene
(wie Bebeonkers® II, nur kleiner)



Bebeonkers® I für Frühgeborene



Bebeonkers® II für Reifgeborene
(in Abb. mit Schutzüberzug)



Grippies® Medical Grade

Bebeonkers® / Webeonkers®

Die sichere Lösung beim Absaugen - Schonend, schnell und ohne Umgreifen

Das Absaugen von Sekret aus Nase und Mund ist bei Säuglingen speziell. Die empfindliche Schleimhaut und die filigranen Gegebenheiten schaffen eine Therapieumgebung, der ganz speziell begegnet werden muss. Da es für die Kleinen noch nie ein geeignetes Gerät zum Absaugen gab, mussten Pflegekräfte und Ärzte auf minderwertige „Ein-Loch-Absaughilfen“ zurückgreifen. Diese Absaugspitzen gefährden die sensible Schleimhaut der Säuglinge und machen das Krankenhaus und den Arzt haftbar, wenn es zu Verletzungen kommt.

Die patentierten Bebeonkers® sind das richtige Werkzeug für diesen filigranen Einsatz! Zwei bzw. drei Löcher und eine konische Innenwand gewährleisten, dass der selbstregulierende Sekretsauger nur dann saugt, wenn er tatsächlich im Sekret eintaucht und ansonsten ohne Gewebeverletzung in Mund und Nase eingesetzt werden kann. Das überaus biegsame Material ermöglicht eine gute Führung des Sekretsaugers, durch die automatische Sogregulierung der Bebeonkers® entfällt das lästige Umgreifen zum Fingertip.

- Patentiert
- Selbstregulierender Sekretsauger
- Bebeonkers® hat 3 Absaugöffnungen
- Kein Trauma
- Keine Verletzungen

Bebeonkers® II – Die Weiterentwicklung unseres ursprünglichen, patentierten Designs ist ein Mund- / Nasensauger, der hartnäckigste Sekrete entfernt, ohne das Gewebe zu verletzen und den Säugling zu gefährden.

Bebeonkers® I – wurde mit einer Ballonspitze entwickelt, um eine Abdichtung an den äußeren Nasenlöchern zu ermöglichen und so eine schnelle Entfernung von Sekretionen nasal/oral zu gewährleisten. Die Drei-Loch-Konfiguration ermöglicht eine sichere, schnelle Mundpflege, ohne das Baby zu verletzen.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Webeonkers® I für Ultra-Frühgeborene, Sekretsauger, einweg	10 Beutel à 6 Stck.	SMB160
Bebeonkers® I für Frühgeborene, Sekretsauger, einweg	10 Beutel à 6 Stck.	SMB161
Bebeonkers® II für Reifgeborene, Sekretsauger, einweg	10 Beutel à 6 Stck.	SMB162
Keeper Kover® Schutzüberzug f. Webeonkers® und Bebeonkers® I und II	10 Beutel à 6 Stck.	SMB163

Grippies® Medical Grade

Das Klettband Grippies® ist ein Hilfsmittel für jegliche Fixierung am Patienten, ohne dass die Haut belastet wird. Das nicht toxische, hypoallergene Material ist chirurgisch rein und als Schnellverschlussystem beidseitig haftend. Da es aufgerollt geliefert wird, kann es individuell für die spezielle Fixierungsaufgabe zugeschnitten werden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
Grippies® Medical Grade – multifunktionale Klettbandfixierung aufgerollt	2,74 m pro Rolle, Breite 12,7 mm, Dicke 1 mm	5 Rollen	BEGR101



BESTELLINFORMATIONEN

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren! Als spezialisierter Anbieter im Bereich der Kinder- und Geburtsmedizin sind wir bemüht, alle innovativen Produkte des Weltmarktes für die beste Therapie der kleinen Patienten bereitzuhalten. Sollten Sie einmal nicht das finden, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, zögern Sie nicht, uns direkt anzusprechen. Wir arbeiten ständig daran, weitere Produkte für Sie zu finden, die wir Ihnen neben den im Katalog gezeigten Produkten anbieten können.

Wir sind bestrebt, Ihre Bestellungen innerhalb von 24 Stunden nach dem Bestelleingang auszuliefern. Bitte beachten Sie, dass Bestellungen, die an Werktagen von Montag bis Donnerstag bei uns bis 12.00 Uhr eingehen, in der Regel noch am gleichen Tag versandt werden. Sollten Sie erst am Freitag feststellen, dass Sie dringend etwas für das Wochenende benötigen, lässt sich eine Lieferung am Samstag gegen Übernahme der zusätzlichen Frachtkosten unproblematisch realisieren.

Bestellungen richten Sie am besten schriftlich an uns. Diese können Sie an die **Faxnummer 089/2000433-99** senden. Bestellungen per E-Mail schicken Sie bitte an **info@mcv-group.de**. Für telefonische Beratungen und Bestellungen stehen wir Ihnen während der Geschäftszeiten unter der **Telefonnummer 089/2000433-0** gerne zur Verfügung.

Unsere Geschäftszeiten sind:
Montag - Donnerstag 08.00 - 17.00 Uhr
Freitag 08.00 - 15.00 Uhr

Außerhalb der Geschäftszeiten sind wir für Sie **24 Stunden im Notdienst unter der Rufnummer 0800/2000433** erreichbar. Auch in dieser Zeit beliefern wir Sie ggf. mit lebenserhaltender Medizintechnik. In dringenden Fällen können wir auch Produkte mit Sondersignal an Sie liefern oder von unserem eigenen technischen Notdienst zu Ihnen bringen lassen. Hierfür gelten gesonderte Vergütungsregeln.

www.mcv-group.de

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

MED CARE VISIONS® GmbH
Franz-Lehner-Straße 3
85716 Unterschleißheim

T. +49 89 2000 433 - 0
F. +49 89 2000 433 - 99

info@mcv-group.de
www.mcv-group.de

GEBURTSHILFE & INTEGRATIVE NEUGEBORENENVERSORGUNG

SCHWANGERSCHAFT & STILLEN

ENTWICKLUNGSFÖRDERNDE PFLEGE

NEONATOLOGIE & PÄDIATRISCHE INTENSIVMEDIZIN

ANÄSTHESIE & INTENSIVMEDIZIN FÜR ERWACHSENE

MED CARE VISIONS® GmbH
Franz-Lehner-Straße 3 · 85716 Unterschleißheim
T. +49 89 2000 433 - 0 · F. +49 89 2000 433 - 99 · info@mcv-group.de

www.mcv-group.de