

## biliSAVE®

Der sichere Augenschutz  
während der Phototherapie



Jeder, der Kinder während der Phototherapie betreut hat, kennt die Situation: Die Kinder sind unruhig und ständig verrutscht der Augenschutz. Die Augen der Kinder sind gefährdet! Parallel ist der Kopf aber ein wichtiger Bestrahlungsbereich – er hat eine große Oberfläche und kann somit effektiv den Abbau des Bilirubins unterstützen.

Die Lösung dieses Problems ist einfach: biliSAVE®. Das spezielle Y-Design der Haltebänder gewährleistet, dass der Augenschutz dauerhaft, sicher und bequem am Kopf des Kindes anliegt. Das weiche, atmungsaktive Material und die Griffaschen ermöglichen ein einfaches Justieren und sind, bis auf die lichtdichten Augenpads, durchlässig für die Bestrahlung.

Die Klettverschlüsse können individuell verstellt werden; Klebepunkte am Kopf des Kindes sind nicht notwendig! So passt sich biliSAVE® jeder Kopfform an und gewährleistet neben einem effektiven Schutz der Augen eine größtmögliche Bestrahlungsoberfläche. biliSAVE® ist latexfrei.

- Patentiertes, atmungsaktives Material minimiert das Risiko von Hautreizungen
- Latexfrei
- Medizinprodukt Klasse 1
- CE-zertifiziert
- Höchster Tragekomfort - weich und kuschelig am Köpfchen des Kindes
- Lichtdichte Augenpads aus 100% Baumwolle mit schwarzem und blauem Bindegewebe
- Sicher haftender, nicht aufragender Klettverschluss aus Nylon

### Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Augenschutz biliSAVE® Größe <b>S</b> - für Kopfumfang 20 - 28 cm	50 Stück	NA421644/1
Augenschutz biliSAVE® Größe <b>M</b> - für Kopfumfang 24 - 33 cm	50 Stück	NA421643/1
Augenschutz biliSAVE® Größe <b>L</b> - für Kopfumfang 30 - 38 cm	50 Stück	NA421642/1