

## Einweg-Testlungen

Für das hygienisch einwandfreie Set-Up  
von Beatmungsgeräten jeder Art



Die MedCare Visions® Einweg-Testlung 64ml (Neonatal) und 1000ml (Pädiatrie/Erwachsene) wurden für das hygienisch einwandfreie Set-Up von Beatmungsgeräten jeder Art konzipiert. Die Beatmungsgeräte können mit den Einweg-Testlungen für den nächsten Einsatz vorbereitet – und die Einstellungsparameter überprüft werden.

Das vorbereitete Beatmungsschlauchsystem wird bis zum Patienteneinsatz durch die Einweg-Testlung hygienisch verschlossen. Testlungen lassen sich grundsätzlich

aufgrund des Hohlkörperdesigns nicht qualifiziert aufbereiten. Die Kosten der Aufbereitung sind immens hoch. Restfeuchtigkeit in der Testlung führt gegebenenfalls zu erheblicher Besiedelung und Vermehrung mit Krankheitserregern.

Daher sind in diesem Bereich Einweg-Testlungen im Rahmen des zertifizierten Qualitätsmanagements und der hygienisch einwandfreien Applikation die einzig mögliche Option. Unsere Einweg-Testlungen sind latex- und DEHP frei.



Beheiztes Schlauchsystem mit Testlung für die Neonatologie



Koaxialschlauchsystem mit Testlung für Erwachsene

### Bestellinformationen

Produktbeschreibung	VPE	Art. - Nr.
Testlung (Einweg) Neonatologie/Pädiatrie, 64ml	10 Stück	MY151021
Testlung (Einweg) Pädiatrie/Erwachsene, 1000ml	10 Stück	MY151022